

TRISTEL 3T IST EIN DIGITALES DOKUMENTATIONSSYSTEM, WELCHES ENTWICKELT WURDE, UM DIE SCHULUNG, DOKUMENTATION UND NACHVERFOLGUNG DES AUFBEREITUNGSPROZESSES EFFIZIENT, SICHER UND PRÄZISE ZU GESTALTEN



## ANSCHALTEN

DES 3T-GERÄTES



## VERBINDEN

MIT DEM WLAN



## WÄHLEN

SIE „APP KATALOG“  
=> „TRISTEL APP“  
=> „UPDATE“



## WARTEN

SIE EINIGE MINUTEN,  
WÄHREND DAS UPDATE  
HERUNTERGELADEN WIRD



## VOLLENDEN

SIE DAS UPDATE, INDEM SIE  
NACH DER INSTALLATION AUF  
„NEXT-OK“ KLICKEN



## STARTEN

GEBEN SIE IHREN  
APP-CODE EIN, UM DIE  
AKTUALISIERTE 3T-APP ZU  
VERWENDEN

\*Wenn Sie sich unsicher sind, kontaktieren Sie bitte den 3T-Admin Ihrer Organisation oder Tristel, um Ihren App-Installationscode zu erhalten.

ENTWICKELT  
VON:

Tristel™

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Tristel-Außendienstmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an: [3Tsupport@tristel.com](mailto:3Tsupport@tristel.com).

### Erstellt von:

Lynx Business Park, CB8 7NY Cambs, UK  
T +44 (0)1638 721500 - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)

### Schweiz:

Sandgrube 29, 9050 Appenzell, Schweiz  
T +41 (0)71 5670658 - E [schweiz@tristel.com](mailto:schweiz@tristel.com) - W [www.tristel.com](http://www.tristel.com)

### Deutschland, Österreich:

Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland  
T +49 (0)30 54844226 - E [berlin@tristel.com](mailto:berlin@tristel.com) - W [www.tristel.de](http://www.tristel.de)