

OPMERKINGEN

- Gebruik Tristel DUO OPH niet als de fles beschadigd of per ongeluk geopend is.
- Desinfecteer uw handen en draag handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het gebruik van desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen. Aanbevelingen met betrekking tot het dragen van PBM kunnen per instelling verschillen. Volg de lokale richtlijnen.
- Als u Tristel DUO OPH voor de eerste keer gebruikt, druk dan twee tot vier keer op de pomp om deze te activeren.
- Reinig de medische hulpmiddelen grondig voordat u ze desinfecteert. De aanwezigheid van achtergebleven verontreiniging vermindert de werkzaamheid van elk desinfectiemiddel. Volg het ziekenhuisprotocol en de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel.
- Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van mindere kwaliteit.
- Sluit het deksel van de Tristel DRY WIPES-verpakking na elk gebruik. Vul de verpakking niet bij en gebruik deze niet voor andere doeleinden.
- Deze poster moet gebruikt worden in combinatie met de gebruiksaanwijzing (IFU), het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (SDS) en de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.

GEBRUIKSAANWIJZING



Was uw handen en trek schone handschoenen aan. Breng vervolgens **2 doses** Tristel DUO OPH aan op een Tristel DRY WIPES-doekje.



Kleine hulpmiddelen: Plaats het hulpmiddel rechtstreeks in het schuim en gebruik het doekje om ervoor te zorgen dat alle oppervlakken van het hulpmiddel volledig bedekt zijn.



Grote hulpmiddelen: Gebruik het doekje om het schuim over het oppervlak van het medisch hulpmiddel te verdelen en zorg ervoor dat alle zones volledig bedekt zijn.



Zorg ervoor dat het hulpmiddel gedurende een minimale contacttijd van **30 seconden** nat blijft. Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



Was uw handen en trek nieuwe handschoenen aan.



Neem **één** Tristel DRY WIPE-doekje uit de verpakking en sluit het deksel zorgvuldig. **Veeg het oppervlak van het hulpmiddel af** om resten te verwijderen en het hulpmiddel te drogen. Besteed bijzondere aandacht aan groeven en aansluitingen.



Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken. Bewaar medische hulpmiddelen overeenkomstig de ziekenhuisprotocollen om schade of herbesmetting te voorkomen.