

OPMERKINGEN

- Niet gebruiken als de fles beschadigd is.
- Desinfecteer uw handen en draag handschoenen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het gebruik van desinfectiemiddelen en medische hulpmiddelen. Aanbevelingen met betrekking tot het dragen van PBM kunnen per instelling verschillen. Volg de lokale richtlijnen.
- Als u Tristel DUO ORL of Tristel CLEAN voor de eerste keer gebruikt, druk dan twee tot vier keer op de pomp om deze te activeren.
- Niet gebruiken op zachte metalen of roestvrij staal van mindere kwaliteit.
- Wattenstaafjes kunnen gebruikt worden om Tristel DUO ORL aan te brengen op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals holtes of groeven.
- Deze poster moet gebruikt worden in combinatie met de gebruiksaanwijzing (IFU), het productetiket, de veiligheidsinformatiebladen (SDS) en de instructies van de fabrikant van het hulpmiddel.
- Uitsluitend bestemd voor gebruik door zorgprofessionals.

GEBRUIKSAANWIJZING



Breng Tristel CLEAN aan op een droog doekje.

Opmerking: DUO WIPES-doekjes worden aanbevolen.



Gebruik voldoende schuim om het volledige oppervlak van het hulpmiddel te bedekken en **veeg totdat deze zichtbaar schoon is**. Besteed bijzondere aandacht aan randen, hoeken, groeven en aansluitingen tussen verschillende materialen. Gebruik indien nodig extra schuim en doekjes.



Opmerking: Gooi het gebruikte doekje en de handschoenen weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



Opmerking: Was uw handen en trek nieuwe handschoenen aan.



Breng **twee doses** Tristel DUO ORL aan op een droog doekje.



Indien van toepassing: gebruik Tristel DUO ORL voor de high-level desinfectie van de kabel en de lichtbron.

Opmerking: Gooi het gebruikte doekje weg volgens de lokale voorschriften. Niet hergebruiken.



Zorg ervoor dat het hulpmiddel gedurende een minimale **contacttijd van 30 seconden** nat blijft.



Spoel het medisch hulpmiddel af met water van geschikte kwaliteit.

Opmerking: Droog en bewaar het medische hulpmiddel volgens de protocollen van de instelling om schade of herbesmetting te voorkomen.