

Tristel Fuse™

for Medical Surfaces

High-level disinfecting & sporicidal solution



High-level disinfecting and sporicidal solution for medical surfaces

APPLICATIONS AND USES

- Medical surfaces within operating theatres
- Commodes
- Incubators
- IV poles
- Patient trolleys
- Hospital mattresses and bed frames
- Other hard non-porous medical surfaces including floors, walls, doors

Note: Tristel Fuse for Medical Surfaces is not suitable for use on invasive medical devices.

EACH SACHET CONTAINS

- 50ml Base solution (5% solution of citric acid in demineralised water)
- 50ml Activator solution (2.1% sodium chlorite solution in demineralised water)
- This makes 100ml chlorine dioxide in aqueous solution for dilution into 5 litres of water.

THE TRISTEL CHEMISTRY

Tristel Fuse for Medical Surfaces utilises Tristel's patented chlorine dioxide chemistry, a well-documented and highly effective biocide. The chemical symbol for chlorine dioxide is ClO₂.

MODE OF ACTION

Tristel Fuse for Medical Surfaces incorporates two separate compartments that contain the Tristel base and activator solutions. When mixed by bursting the sachet, chlorine dioxide is generated. Chlorine dioxide is a powerful oxidising agent – an electron receiver. This means that the chlorine dioxide molecule is in constant search for an additional electron. When a bacterial cell comes into contact with chlorine dioxide, it donates an electron from its cell wall. This creates a breach in the cell wall through which cell contents pass in an attempt to bring the concentrations on either side of the cell membrane to equilibrium. The cell dies through lysis.

BIOCIDAL PERFORMANCE

Tristel Fuse for Medical Surfaces is sporicidal, mycobactericidal, virucidal, fungicidal and bactericidal with a contact time of only 5 minutes. Tristel Fuse for Medical Surfaces is effective against microorganisms of concern such as:

Spores	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus cereus</i> , <i>Bacillus subtilis</i>
Mycobacteria	<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>
Viruses	Adenovirus Type 5, Poliovirus Type 1, Murine Norovirus
Fungi	<i>Aspergillus brasiliensis</i> , <i>Candida albicans</i>
Bacteria	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , Methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), <i>Escherichia coli</i> , Multi-drug resistant <i>Acinetobacter baumannii</i> (MDRAB), Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) <i>Enterococcus faecium</i> , Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) <i>Klebsiella pneumoniae</i>

EN Activator

Warning

- Contact with acids liberates very toxic gas.
- Causes skin irritation.
- Causes serious eye irritation.



Base Warning


- Causes skin irritation.
- Causes serious eye irritation.
- Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Activator and Base Precautionary statements:

- Wear protective gloves/protective clothing/eye protection.
- IF ON SKIN:** Wash with plenty of water/.
- IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
- If skin irritation occurs:** Get medical advice.
- If eye irritation persists:** Get medical advice.


HOW TO USE TRISTEL FUSE FOR MEDICAL SURFACES

- Make up solution in a well ventilated area.
- Ensure appropriate PPE according to hospital protocol is worn prior to preparing Fuse.
- Store in original packaging in a cool, well ventilated area out of direct sunlight.
- Once mixed with water, solution can be kept for up to 24 hours when stored in an air tight container.
- Dispose of empty packaging in accordance with local policy and national regulations.
- Avoid contact with skin and eyes. Contact with the disinfectant may cause mild irritation. Wash affected areas with plenty of soap and water.
- For professional use only.
- Wear an apron and nitrile gloves before commencing and wash hands after removing apron and gloves.




Pour 5 litres of ambient water into a container.


Note: Do not use hot water.




Take one sachet.



Fold sachet in half and squeeze one side to burst contents through centre seal. Contents will start to turn yellow.



Tear or cut sachet.



Take care when opening sachet, do not splash concentrate. Keep away from face and eyes.

Product is ready to use.



Apply to surface with mop for floors or a cloth for damp dusting other surfaces and leave to dry naturally for a 5 minute contact time.

Manufactured by: Tristel Solutions Ltd

For Tristel patent information please visit www.our-patents.info/tristel

Contact Tristel, your local distributor or visit www.tristel.com for supporting documents such as safety data sheets, microbiological test data and reports.

Viruzide und sporizide Desinfektionslösung für medizinische und andere Oberflächen

ANWENDUNGS- UND EINSATZBEREICHE

- Medizinische Oberflächen in Operationssälen
- Toilettenstühle
- Inkubatoren
- Infusionsständner
- Transportliegen
- Krankenhausmatratzen und Bettgestelle
- Andere harte Oberflächen, einschließlich Böden, Wände und Türen

Hinweis: Tristel Fuse for Medical Surfaces ist nicht für den Einsatz an invasiven Medizinprodukten geeignet.

JEDES PÄCKCHEN ENTHÄLT

- 50ml Basislösung (5% Zitronensäurelösung in entmineralisiertem Wasser)
- 50ml Aktivatorlösung (2,1% Natriumchloridlösung in entmineralisiertem Wasser)
- Beim Vermischen wird 100ml Chlordioxid-Konzentrat in wässriger Lösung zur Verdünnung in 5 Liter Wasser erzeugt.

DIE TRISTEL-CHEMIE

Tristel Fuse for Medical Surfaces nutzt Tristels proprietäre Technologie auf Basis von Chlordioxid (ClO_2), ein gut dokumentiertes und hochwirksames Bioidizid.

WIRKUNGSWEISE

Tristel Fuse for Medical Surfaces besteht aus zwei getrennten Kammern, die die Tristel Basislösung (Zitronensäure) bzw. Tristel Aktivatorlösung (Natriumchlorid) enthalten. Beim Vermischen entsteht Chlordioxid. Chlordioxid ist ein starkes Oxidationsmittel – ein sogenannter Elektronenakzeptor. Das heißt, dass das Chlordioxidmolekül ständig auf der Suche nach einem zusätzlichen Elektronen ist. Kommt eine Bakterienzelle in Kontakt mit Chlordioxid, gibt sie ein Elektron aus ihrer Zellwand ab. Dadurch entsteht eine Lücke in der Zellwand, durch die Zellinhalt entweicht, weil die Zelle bestrebt ist, die Konzentrationen auf beiden Seiten der Zellmembran ins Gleichgewicht zu bringen. Die Zelle stirbt durch Lyse.

BIOZIDE WIRKUNG

Tristel Fuse for Medical Surfaces ist sporizid, mykobakterizid, viruzid, fungizid und bakterizid bei einer Einwirkzeit von nur 5 Minuten. Tristel Fuse for Medical Surfaces ist wirksam gegen sämtliche relevanten Mikroorganismen, wie z.B.:

Sporen	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus cereus</i> , <i>Bacillus subtilis</i>
Mykobakterien	<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>
Viren	Adenovirus, Poliovirus, Murine Norovirus
Hefen/Pilze	<i>Aspergillus brasiliensis</i> , <i>Candida albicans</i>
Bakterien	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , Methicillin-resistenter <i>Staphylococcus aureus</i> (MRSA), <i>Escherichia coli</i> , multiresistenter <i>Acinetobacter baumannii</i> (MDRAB), Vancomycin-resistente <i>Enterococcus faecium</i> (VREfm), Carbapenem-resistente <i>Klebsiella pneumoniae</i> (CRKP)

DE Aktivatorlösung

Achtung

- Entwickelt bei Berührung mit Säure sehr giftige Gase.
- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.



Basislösung

Achtung

- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht schwere Augenreizung.
- Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.


Aktivator- und Basislösung

Sicherheitshinweise:

- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
- BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/ waschen.
- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen.
- Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.


TRISTEL FUSE FOR MEDICAL SURFACES – GEBRAUCHSANWEISUNG

- Bereiten Sie die Lösung an einem gut belüfteten Ort zu.
- Stellen Sie vor der Zubereitung sicher, dass eine geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Hygieneplan angelegt wurde.
- In Originalverpackung an einem kühlen, gut belüfteten Ort und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren.
- Nach dem Anmischen, kann die Lösung bei luftdichter Aufbewahrung für bis zu 24 Stunden verwendet werden.
- Leere Verpackungen entsprechend den lokalen und nationalen Vorschriften entsorgen.
- Haut- und Augenkontakt vermeiden. Kontakt mit dem Desinfektionsmittel kann leichte Reizungen verursachen. Betroffene Bereiche mit reichlich Wasser und Seife abspülen.
- Nur für den professionellen Gebrauch.
- Ziehen Sie sich vor Beginn eine Schürze und Nitrilhandschuhe an und waschen Sie sich die Hände, nachdem Sie Schürze und Handschuhe wieder ausgezogen haben.




Geben Sie 5 Liter umgebungstemperierte Wasser in einen Behälter.


Hinweis: Verwenden Sie kein heißes Wasser.



Nehmen Sie ein Päckchen Fuse.




Falten Sie das Päckchen entlang der Markierung in der Mitte und drücken Sie eine Seite fest zusammen, bis die mittige Sollbruchstelle nachgibt und sich beide Inhalte vermischen. Der Inhalt beginnt sich gelb zu verfärben.




Reißen oder schneiden Sie eine Ecke des Päckchens ab.

Achten Sie beim Öffnen des Päckchens darauf, das Konzentrat nicht zu verschütten. Von Gesicht und Augen fernhalten.



Geben Sie den Inhalt in die 5 Liter umgebungstemperierte Wasser.

Tristel Fuse for Medical Surfaces ist nun bereit für die Verwendung.



Für die Reinigung großer Flächen mit einem Mopp oder zum feuchten Abwischen anderer Oberflächen mit einem Tuch auftragen und selbständig trocknen lassen, um eine fünfminütige Einwirkzeit zu gewährleisten.

Hersteller: Tristel Solutions Ltd.

Deutschland, Österreich: Tristel GmbH

Karl-Marx-Allee 90A, 10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226 F +49 (0)30 54819232
E triebtele@tristel.com W www.tristel.de

Schweiz: Tristel AG

Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell

T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com

Informationen zu Tristels Patenten unter:
www.our-patents.info/tristel

Für weiterführende Dokumente wie z.B. Sicherheitsdatenblätter, mikrobiologische Gutachten und Freigaben kontaktieren Sie Tristel oder Ihren lokalen Vertriebspartner, oder besuchen Sie uns auf www.tristel.de.

Solution sporicide désinfectante de haut niveau pour surfaces médicales et autres surfaces

APPLICATIONS ET UTILISATIONS

- Surfaces médicales en salle d'opération
- Chaises percées
- Incubateurs
- Pieds à perfusion
- Chariots brancards
- Matelas d'hôpital et armatures de lit
- Surfaces dures dont le sol, les murs et les portes

Note: Tristel Fuse for Medical Surfaces n'est pas compatible avec les dispositifs médicaux invasifs.

CHAQUE SACHET CONTIENT

- 50ml de solution de base (5% de solution à base d'acide citrique dans de l'eau déminéralisée).
- 50ml de solution d'activation (2,1% de solution de chlorite de sodium dans de l'eau déminéralisée).
- Ce qui donne 100ml de dioxyde de chlore dans une solution aqueuse pour être dilué dans de l'eau.

LA CHIMIE DE TRISTEL

Tristel Fuse for Medical Surfaces utilise la chimie de dioxyde de chlore brevetée de Tristel, un biocide bien documenté, hautement efficace et sûr. Le symbole chimique du dioxyde de chlore est ClO₂.

MODE D'ACTION

Tristel Fuse for Medical Surfaces intègre deux compartiments séparés qui contiennent les solutions de Base et d'Activateur de Tristel. Lorsqu'elles se mélangent suite à l'éclatement du sachet, le dioxyde de chlore se génère. Le dioxyde de chlore est un puissant agent oxydant - un électron récepteur. Cela signifie que la molécule de dioxyde de chlore est en constante recherche d'un électron supplémentaire. Quand une cellule bactérienne rentre en contact avec du dioxyde de chlore, celle-ci donne un électron provenant de sa paroi cellulaire. Cela crée une brèche dans la paroi cellulaire par laquelle du contenu cellulaire passe dans le but d'amener les concentrations de chaque côté de la membrane cellulaire pour l'équilibrer. La cellule meure de lyse.

PERFORMANCE BIOCIDE

Tristel Fuse for Medical Surfaces est sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide et bactéricide après un temps d'application de 5 minutes seulement. Tristel Fuse for Medical Surfaces est efficace contre tous les micro-organismes préoccupants comme:

Spores	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus cereus</i> , <i>Bacillus subtilis</i>
Mycobactéries	<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>
Viruses	Adénovirus, Poliovirus, Murine Norovirus
Champignons	<i>Aspergillus brasiliensis</i> , <i>Candida albicans</i>
Bactéries	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> résistant à la méticilline (SARM) <i>Escherichia coli</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> multirésistant, Vancomycin-résistant Enterococci (VRE) <i>Enterococcus faecium</i> , Carbapenem-résistant Enterobacteriaceae (CRE) <i>Klebsiella pneumoniae</i>

FR Solution Activateur

Attention

- Provoque une irritation cutanée.
- Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
- Provoque une sévère irritation des yeux.



FR Solution de Base

Attention

- Provoque une irritation cutanée.
- Provoque une sévère irritation des yeux.
- Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.


Solutions d'Activateur et de Base

Conseils de prudence:

- Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:** laver abondamment à l'eau.
- EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- En cas d'irritation cutanée:** consulter un médecin.
- Si l'irritation oculaire persiste:** consulter un médecin.


COMMENT UTILISER TRISTEL FUSE FOR MEDICAL SURFACES

- Préparer la solution dans un endroit bien aéré.
- S'assurer de porter l'EPI approprié selon le protocole de l'hôpital avant de préparer Tristel Fuse for Medical Surfaces.
- Stocker dans l'emballage original dans un endroit frais et bien aéré et à l'abri du rayonnement direct du soleil.
- Une fois mélangée, la solution peut être conservée 24 heures maximum lorsqu'elle est placée dans un récipient hermétique.
- Jeter les emballages vides conformément à la réglementation locale et nationale.
- Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Tout contact avec le désinfectant peut causer une légère irritation. Laver les zones concernées avec beaucoup d'eau et de savon.
- Usage professionnel uniquement.
- Portez un tablier et des gants en nitrile avant de commencer et lavez-vous les mains après avoir retiré le tablier et les gants.




Verser 5 litres d'eau à température ambiante dans un récipient.


Note: ne pas utiliser l'eau chaude.



Prendre un sachet.




Plier le sachet en deux moitiés et presser un côté pour faire éclater le bouchon central entre les deux solutions. Le contenu va commencer à devenir jaune.



Déchirer ou découper le sachet.

Ouvrir avec précaution le sachet, ne pas éclabousser. Éviter tout contact avec le visage et les yeux.



Verser le contenu dans cinq litres d'eau.

Le produit est prêt à être utilisé.



Appliquer sur la surface avec une serpillière pour le sol ou une lingette dépolluante humide pour toute autre surface et laisser sécher à l'air.

Soluzione sporicida per la disinfezione ad alto livello di superfici dure

APPLICAZIONI E USO

- Superfici medicali all'interno di sale operatorie
- Sedie da comodo
- Incubatrici
- Aste per flebo
- Barelle per pazienti
- Letti e materassi
- Altre superfici medicali dure non porose, tra le quali pavimenti, muri e porte

Nota: Tristel Fuse for Medical Surfaces non è adatto all'uso su dispositivi medici invasivi.

OGNI BUSTA CONTIENE

- 50ml soluzione base, composta da acido citrico al 5% (5g/100g) in acqua demineralizzata (verde)
- 50 ml soluzione di attivazione, composta da clorito di sodio al 2,1% (2.1g/100g) in acqua demineralizzata (limpida)
- Per generare 100 ml di soluzione di diossido di cloro (ClO_2) da diluire in 5 litri di acqua

IL PRINCIPIO ATTIVO TRISTEL

Il principio attivo di Tristel Fuse for Medical Surfaces è il diossido di cloro Tristel, un biocida non solo altamente efficace contro tutti i tipi di microrganismi ma anche molto sicuro nell'utilizzo. Il simbolo del diossido di cloro è ClO_2 .

MECCANISMO D'AZIONE

Tristel Fuse for Medical Surfaces è confezionato in buste a due scomparti separati da una membrana centrale sottile, contenenti la soluzione base e la soluzione di attivazione. Manipolando la busta, la membrana si rompe e le due soluzioni si miscelano, generando il ClO_2 . Tristel da diluire in 5 litri di acqua di rubinetto. Il ClO_2 è un potente agente ossidante contro tutti i tipi di microrganismi. La molecola infatti possiede un'elevata capacità di penetrare la superficie dei microrganismi tramite il prelievo di un elettrone, facendo così breccia e provocando la distruzione dei costituenti vitali tramite lisi.

PRESTAZIONE BIOCIDA

Tristel Fuse for Medical Surfaces è sporicida, micobattericida, virucida, fungicida e battericida in un tempo di contatto di soli 5 minuti. Tristel Fuse for Surfaces è efficace contro tutti i microrganismi di maggior preoccupazione, come:


Spore	<i>Clostridium difficile</i> , <i>Bacillus cereus</i> , <i>Bacillus subtilis</i>
-------	--

Micobatteri	<i>Mycobacterium avium</i> , <i>Mycobacterium terrae</i>
-------------	--

Viruses	Adenovirus Type 5, Poliovirus Type 1, Murine Norovirus
---------	--


Funghi	<i>Aspergillus brasiliensis</i> , <i>Candida albicans</i>
--------	---

Batteri	<i>Enterococcus hirae</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> resistente alla meticillina, <i>Escherichia coli</i> , <i>Acinetobacter baumannii</i> multi-resistente, <i>Enterococcus faecium</i> resistente alla vancomicina (VRE), <i>Klebsiella pneumoniae</i> resistente ai carbapenemi (CRE)
---------	---




COME UTILIZZARE TRISTEL FUSE FOR MEDICAL SURFACES

- Preparare la soluzione in un'area ben ventilata.
- Indossare DPI appropriati secondo il protocollo ospedaliero prima di preparare Tristel Fuse for Medical Surfaces.
- Conservare le buste nella confezione originale, in un'area ben ventilata e al riparo dalla luce.
- Dopo la preparazione, la soluzione può essere conservata fino a 24 ore in un contenitore chiuso ermeticamente.
- Smaltire secondo le vigenti disposizioni nazionali e locali.
- Evitare contatto con la pelle e gli occhi. Il contatto con il disinfettante potrebbe causare una lieve irritazione. Nel caso di contatto, lavare con abbondante acqua e sapone.
- Solo per uso professionale.
- Indossare un grembiule e guanti in nitrile prima di iniziare e lavarsi le mani dopo aver tolto grembiule e guanti.




Versare 5 litri di acqua a temperatura ambiente in un contenitore


Nota: Non utilizzare acqua calda.




Prendere una busta.



Piegare la busta a metà e premere un lato per rompere la membrana centrale tra le due soluzioni. Il contenuto inizierà a diventare giallo.



Tagliare l'angolo della busta.



Versare il contenuto in 5 litri di acqua.



Applicare sulla superficie con uno straccio per pavimenti oppure un panno per le altre superfici. Lasciare agire ed asciugare per 5 minuti.

Titolare e produttore: Tristel Solutions Ltd.

Distributore esclusivo in Svizzera: Tristel AG, Sandgrube 29, CH-9050, Appenzell
T+41 715670658 - eschweiz@tristel.com

Per informazioni sui brevetti Tristel consultare: www.our-patents.info/tristel

Contattare Tristel, il distributore locale o visitare il sito www.tristel.com per documenti di supporto come schede di sicurezza, dati di prove microbiologiche e rapporti.

Sporobójczy środek do dezynfekcji wysokiego poziomu powierzchni medycznych

ZASTOSOWANIE

- Powierzchnie medyczne na blokach operacyjnych
- Przenośne toalety
- Inkubatory
- Stożki infuzyjne
- Wózki do przewozienia pacjentów
- Materace szpitalne i ramy łóżek
- Inne twarde powierzchnie medyczne jak podłogi, ściany i drzwi

Uwaga: Tristel Fuse for Medical Surfaces nie jest odpowiedni do użytku na inwazyjnych urządzeniach medycznych.

KAŻDA SASZETKA ZAWIERA

- 50ml roztworu bazowego (5% roztwór kwasu cytrynowego w wodzie demineralizowanej)
- 50ml roztworu aktywatora (2,1% roztwór chlorku sodu w wodzie demineralizowanej)
- Daje to 100 ml dwutlenku chloru w roztworze wodnym do rozcieńczania z 5 litrami wody.

CHEMIA TRISTEL

Tristel Fuse for Medical Surfaces wykorzystuje opatentowaną przez firmę Tristel substancję chemiczną na bazie dwutlenku chloru, dobrze udokumentowany, wysoce skuteczny, środek biobójczy. Symbol chemiczny dwutlenku chloru to ClO_2 .

SPOSÓB DZIAŁANIA

Tristel Fuse for Medical Surfaces składa się z dwóch oddzielnych składników, które zawierają roztwór bazowy i roztwór aktywatora Tristel. Po ich zmieszaniu w skutek pęknięcia saszetki, powstaje dwutlenek chloru. Dwutlenek chloru to silny środek utleniający – odbiornik elektronów. Oznacza to, że cząsteczki dwutlenku chloru nieustannie poszukują dodatkowych elektronów. Gdy komórka bakteryjna wejdzie w kontakt z dwutlenkiem chloru, oddaje ona elektron ze ściany komórkowej. Powoduje to przerwanie ścianki komórkowej, przez które przechodzi zawartość komórki próbującą doprowadzić do równowagi stężenia po obu stronach błony komórkowej. Komórka umiera w wyniku rozpadu.

DZIAŁANIE BIOBÓJCZE

Tristel Fuse for Medical Surfaces ma działanie sporobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i bakteriobójcze po zapewnieniu 5-minutowego czasu kontaktu. Tristel Fuse for Medical Surfaces jest skutecznym środkiem zwalczającym mikroorganizmy takie jak:

Spory *Clostridium difficile, Bacillus cereus, Bacillus subtilis*

Prątki *Mycobacterium avium, Mycobacterium terrae*

Wirusy Adenowirus Typ 5, Poliovirus Typ 1, Murine Norovirus

Grzyby *Aspergillus brasiliensis, Candida albicans*

Bakterie *Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Odporny na metyclynę gronkowiec złocisty Staphylococcus aureus (MRSA), Escherichia coli, Wieloporowe Acinetobacter baumannii (MDRAB), Enterokoki oporne na wankomycynę (VRE) Enterococcus faecium, Enterobakterie oporne na karbapenemy (CRE) Klebsiella pneumoniae*

PL Aktywator

Uwaga

- W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
- Działa drażniąco na skórę.
- Działa drażniąco na oczy.



Baza

Uwaga


- Działa drażniąco na skórę.
- Działa drażniąco na oczy.
- Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Aktywator i Baza Środki ostrożności

- Słoszby rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu.
- **W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:** Umyj dużą ilością wody.
- **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
- **W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:** Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
- **W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:** Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


SPOSÓB UŻYCIA TRISTEL FUSE FOR MEDICAL SURFACES

- Przygotowywać roztwór w dobrze wentylowanym miejscu.
- Zapewnić, aby odpowiednie środki ochrony osobistej zgodnie z protokołem szpitalnym były noszone przed przygotowaniem preparatu Tristel Fuse for Medical Surfaces.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, nienarażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Po zmieszanu z wodą, roztwór można przechowywać do 24 godzin w szczelnym pojemniku.
- Zutylizować puste opakowanie zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami.
- Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Kontakt ze środkiem dezynfekującym może powodować delikatne podrażnienia. Zakażone miejsca przemyć dużą ilością mydła i wody.
- Wyłączne do profesjonalnych zastosowań.
- Przed rozpoczęciem czynności założь fartuch i rękawice nitrylowe. Po zdjęciu fartucha i rękawic umyj ręce.




Wlej 5 litrów wody o temperaturze pokojowej do zbiornika.


Uwaga: Nie używaj gorącej wody.



Weź jedną saszetkę.




Zegnij saszetkę w pół i ściśnij jedną stronę saszetki, aż do momentu pęknięcia środkowego zgrzewu. Zawartość zacznie nabierać żółtego koloru.



Oderwij lub utnij róg saszetki.

Uważaj przy otwieraniu saszetki, nie rozlewaj koncentratu. Trzymaj z dala od twarzy i oczu.



Wlej zawartość do pięciu litrów wody.

Wyrób jest gotowy do użycia.



Nanieś na powierzchnię za pomocą mopa do podłóg lub ściereki do wycierania i pozostaw do naturalnego wyschnięcia. Upewnij się, że czas kontaktu wynosi 5 minut.

Wyprodukowano przez: Tristel Solutions Ltd.

Dystrybuują przez: Tristel Sp. z o.o.,
Pl. Piłsudskiego 1, 00-078 Warszawa, Polska
T+48 22 4810516 - E polska@tristel.com

Informacje o patentach Tristel znajdują się na: www.our-patents.info/tristel

Kontaktuj się z Tristel Solutions, lokalnym dystrybutorem lub wejdź na stronę www.tristel.com, aby dowiedzieć się na temat dokumentacji takiej jak karty charakterystyki substancji, wyniki i raporty z testów mikrobiologicznych.



Tristel Solutions Ltd, Lynx Business Park, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0)1638 721500 - F +44 (0)1638 721911 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

EC REP Tristel NV, Smallandlaan 14B,
2660 Antwerp, Belgium

Tristel order codes:

Fragranced – TSL011001
Unfragranced – TSL011201

CE
2797

