

BỘ KHĂN LAU KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, KIỂM ĐỊNH VÀ SỬ DỤNG RỘNG RÃI HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI

Tristel Trio™
Wipes System

Dành cho các thiết bị y tế không có lòng ống, như là:

- Ống nội soi mũi họng
- Đầu dò siêu âm âm đạo và trực tràng
- Đầu dò siêu âm tim qua thực quản
- Ống nội soi thanh quản
- Ống thông đo áp lực
- Dụng cụ nhãn khoa



**TIÊU DIỆT HPV
CHUNG 16 & 18
TRONG 30 GIÂY***

BỘ BA KHĂN LAU TRISTEL DỄ DÀNG ĐỂ SỬ DỤNG



LÀM SẠCH

Tristel Pre-Clean Wipe

Khăn lau bằng vải không dệt được tẩm sẵn dung dịch tẩy rửa 3 enzyme và chất hoạt động bề mặt. Sản phẩm này được dùng để làm sạch kỹ bề mặt thiết bị y tế, loại bỏ vết bẩn và các chất hữu cơ.



KHỬ KHUẨN MỨC ĐỘ CAO Tristel Sporidical Wipe

Khăn lau này khi kết hợp với bột Tristel Activator sẽ tạo ra chlorine dioxide, một chất diệt khuẩn hiệu quả cao, mang lại khả năng khử khuẩn mức độ cao với thời gian tiếp xúc chung là 30 giây.



RỬA SẠCH Tristel Rinse Wipe

Khăn lau không dệt được đóng gói vô trùng, tẩm nước khử ion và hàm lượng chất chống oxy hóa thấp. Sản phẩm này được dùng để loại bỏ mọi hóa chất còn sót lại trên bề mặt của thiết bị y tế.



TRUY XUẤT

Phần mềm 3T hoặc Sổ ghi chép kiểm soát chất lượng

Sổ ghi chép kiểm soát chất lượng được sử dụng rộng rãi để ghi lại từng lần khử khuẩn bằng bút và giấy. Phần mềm 3T số hóa quy trình này, mang lại một cách tiếp cận hiệu quả, chính xác và minh bạch hơn cho việc truy xuất.

