



3T

Traçabilité digitale pour les soins médicaux



À propos

La plateforme 3T

3T est une plateforme basée sur le cloud qui offre une alternative aux systèmes de traçabilité papier.

Elle a été spécialement développée pour offrir aux utilisateurs des outils de conformité en matière de désinfection des dispositifs médicaux.

La plateforme combine une application mobile intuitive pour une utilisation au point d'intervention avec un portail web interactif. Elle guide les utilisateurs tout au long des étapes de la procédure en enregistrant les opérations de désinfection et les rend disponibles en temps réel dans tout l'établissement. Ainsi, les administrateurs et les responsables d'hygiène peuvent s'assurer que le traitement des dispositifs médicaux est réalisé selon les protocoles établis et que les utilisateurs les suivent scrupuleusement.

Les données des opérations de désinfection sont stockées en toute sécurité dans le cloud et peuvent être consultées à tout moment sur le portail web. Des tableaux de bord permettent aux administrateurs de visualiser et de personnaliser des rapports pour maintenir un système de management de qualité élevé dans tous les départements.





Comment 3T fonctionne

La traçabilité digitale

Tracer - Enregistrement des opérations de désinfection


Suivez facilement et efficacement les opérations de désinfection en utilisant l'application mobile 3T. Il suffit de scanner les produits Tristel compatibles avec 3T pour créer un historique de conformité unique.

Vérifier - État des dispositifs médicaux


Cette fonction est idéale pour effectuer des vérifications ponctuelles ou des audits formels sur l'état de désinfection des dispositifs médicaux. Les utilisateurs peuvent rapidement scanner ou rechercher un dispositif pour vérifier son état et afficher les opérations de désinfection les plus récentes.

Consulter - Opérations de désinfection


Avec l'application mobile ou le portail web 3T, les utilisateurs peuvent facilement consulter les opérations de désinfection terminées grâce au journal de désinfection. Ce journal peut être parcouru et filtré pour fournir une vue personnalisée qui permet aux utilisateurs d'analyser les données selon leurs besoins.



Exemple: Commencer



Exemple: Vérifier



Exemple: Consulter




— Fonctionnalités

Administration

Le portail web 3T permet aux administrateurs de configurer et de maintenir simplement et rapidement la plateforme pour répondre à leurs besoins actuels et futurs.

Tous les éléments du portail sont hébergés sur un cloud et sont accessibles de manière sécurisée, sans nécessité d'installer un logiciel.



✓ Utilisateurs

La gestion des membres de l'équipe et l'ajout de nouveaux utilisateurs sont simples. Les administrateurs peuvent effectuer eux-mêmes les actions nécessaires.

✓ Dispositifs médicaux

Il est possible d'ajouter, de modifier et de gérer l'emplacement des dispositifs médicaux pris en charge par 3T au sein de l'établissement. Les identifiants (IDs) des dispositifs peuvent être convertis en codes QR pour un "démarrage rapide" par scan.

✓ Salles d'examen

Segmentez et suivez chaque salle d'examen en configurant l'établissement à partir d'une liste de départements cliniques et attribuez chaque dispositif médical à la salle d'examen qui lui correspond.

✓ Protocoles produits

Utilisez les protocoles produits Tristel ou créez vos propres associations de produits pour répondre aux besoins spécifiques de traitement des dispositifs médicaux de votre établissement.





— Fonctionnalités

Tableaux de bord

En tant qu'outil de traçabilité pour le traitement des dispositifs médicaux, les données générées par les utilisateurs de 3T sont précieuses pour les prestataires de soins de santé.

Les tableaux de bord offrent aux parties prenantes un moyen convivial et efficace de visualiser les interactions des utilisateurs avec les produits, les dispositifs médicaux et les salles d'examen.



✓ Résumés statistiques

Consultez des résumés d'informations liées à l'établissement et à son utilisation générale de 3T.

✓ Graphiques d'utilisation

Observez les tendances en matière de dispositifs médicaux, de cycles de désinfection et d'autres données sauvegardées par 3T.

✓ Journal de contrôle

Visualisez l'utilisation qui est faite de la plateforme via le journal des activités. Toutes les actions réalisées sur 3T dans l'établissement y sont consignées : les modifications des journaux de désinfection, des utilisateurs et des dispositifs.

✓ Données détaillées

Si les résumés statistiques et graphiques d'utilisation ne sont pas suffisamment détaillés, les administrateurs peuvent examiner les données de manière plus approfondie.





___ Fonctionnalités

Scan

3T minimise les interactions manuelles. L'application mobile utilise l'approche "scan" pour plus de rapidité, de la connexion initiale à l'enregistrement des données sur les dispositifs médicaux ou les produits Tristel.

✓ Connexion à l'établissement

Les utilisateurs peuvent connecter rapidement leur portable à 3T et à l'établissement en scannant le code QR fourni par le portail web 3T.

✓ Connexion de l'utilisateur


Les utilisateurs peuvent s'identifier en scannant leur code QR/ code-barres du personnel. Il leur suffit alors de saisir un code PIN à 4 chiffres pour se connecter.

✓ Sélection du dispositif médical

Dans les environnements cliniques où plusieurs dispositifs médicaux identiques sont disponibles, les utilisateurs peuvent scanner le code QR/ code-barres du dispositif ou le sélectionner dans le journal pour commencer.

✓ Données du produit

Chaque scan d'un produit Tristel permet l'enregistrement des données pertinentes liées à l'opération pour une utilisation des produits appropriés avec chaque dispositif et une vérification des dates de péremption. Des alertes sont émises si des anomalies sont détectées.





Fonctionnalités

Localisation

Tout comme les autres produits Tristel reconnus et largement utilisés à travers le monde, 3T a été développé pour répondre aux réglementations régionales et offrir un haut degré de personnalisation.

✓ Langues

Pour rendre la plateforme aussi accessible que possible à tous les utilisateurs, chaque section du portail web et de l'application mobile est traduite dans la langue de l'utilisateur. De cette manière, chacun peut définir sa langue dans son profil et celle-ci sera sauvegardée pour toutes les utilisations futures.

✓ Serveurs

Pour assurer un service optimal, 3T dispose de plusieurs emplacements de serveurs cloud à travers le monde. De la sorte, les données sont stockées conformément aux réglementations en vigueur dans chaque région. La rapidité et la stabilité constante de la plateforme sont également assurées.

✓ Utilisation conforme des produits

Afin de favoriser une utilisation conforme des produits Tristel, que ce soit à l'échelle d'un pays, d'une région ou d'un établissement, il est possible de paramétrer certains éléments des protocoles de traitement des dispositifs. Cette personnalisation garantit que les utilisateurs suivent les meilleures pratiques et procédures opérationnelles normalisées, en accord avec les parcours proposés par l'application mobile.



___ Ne tardez pas

Contactez-nous

via votre représentant commercial Tristel ou

✉ belgium@tristel.com

✉ france@tristel.com

✉ team@tristel3t.com

Pour plus d'informations, scannez le code QR :



3t.tristel.com