

Les désinfectants de haut niveau Tristel Duo peuvent être accompagnés de divers produits pour créer vos propres protocoles de traitement des dispositifs médicaux.

Tristel Clean

Tristel Clean est une mousse tri-enzymatique conçue pour le nettoyage des dispositifs médicaux. Aucun rinçage intermédiaire n'est requis si un désinfectant Tristel Duo est ensuite utilisé.

CONDITIONNEMENT :

Produit fourni par carton de deux ou de six flacons de 240 ml. Chaque flacon Tristel Clean fournit 310 doses de mousse.

CODES DU PRODUIT :

- 2 x 240 ml Tristel Clean (TSL024501)
- 6 x 240 ml Tristel Clean (TSL023301)

CLASSIFICATION DU PRODUIT :

Dispositif médical de classe I



Tristel Pre-Clean Wipes

Les sachets Tristel Pre-Clean Wipes contiennent des lingettes imprégnées de détergent tri-enzymatique qui éliminent les souillures et les matières organiques des dispositifs médicaux avant une désinfection avec Tristel Duo.

Aucun rinçage intermédiaire n'est requis si un désinfectant Tristel Duo est ensuite utilisé.

CONDITIONNEMENT :

Produit fourni par carton de 50 lingettes emballées individuellement.

CODES PRODUIT :

50 x Tristel Pre-Clean Wipes (TSL030401)

CLASSIFICATION DU PRODUIT :

Dispositif médical de classe I



Tristel Rinse Wipes

Les sachets Tristel Rinse Wipes contiennent des lingettes stériles imprégnées d'eau déionisée conçues pour éliminer l'excès de désinfectant des dispositifs médicaux qui ont été désinfectés avec Tristel Duo.

CONDITIONNEMENT :

Produit fourni par carton de 50 lingettes emballées individuellement.

CODE DU PRODUIT :

50 x Tristel Rinse Wipes (TSL030301)

CLASSIFICATION DU PRODUIT :

Dispositif médical de classe I



Duo Wipes

Les lingettes sèches Duo Wipes sont conçues pour appliquer les mousses Tristel Clean et Tristel Duo sur les dispositifs médicaux. Elles sont faites d'un matériau doux, peu pelucheux et peu absorbant afin qu'une quantité maximale de mousse puisse être étalée sur les dispositifs médicaux.

CONDITIONNEMENT :

Produit fourni par carton de six distributeurs. Chaque distributeur contient 200 lingettes sèches.

CODE DU PRODUIT :

6 x 200 Duo Wipes (TSL031601)

CLASSIFICATION DU PRODUIT :

Dispositif médical de classe I



Duo DOK

Duo DOK est idéal pour ranger les flacons Tristel Duo. Avec sa bande adhésive, il reste fermement en place. Aucun perçage n'est nécessaire.

CONDITIONNEMENT :

Produit fourni par carton de cinq.

CODE DU PRODUIT :

5 x Duo DOK (TSL023401)



Support pour Duo Wipes

Ce support est idéal pour ranger les distributeurs Duo Wipes et pour retirer chaque lingette d'une seule main.

CONDITIONNEMENT :

Produit fourni individuellement.

CODE DU PRODUIT :

1 x Bracket (BRACKET0001)



Désinfectants de haut niveau Tristel Duo

CONDITIONNEMENT :

Produit fourni par carton de deux ou de six flacons de 250 ml. Chaque flacon Tristel Duo fournit 310 doses de mousse désinfectante de haut niveau.

CODES DES PRODUITS :

- 2 x 250ml Tristel Duo ULT (TSL023701)
- 6 x 250ml Tristel Duo ULT (TSL022601)
- 2 x 250ml Tristel Duo OPH (TSL023901)
- 6 x 250ml Tristel Duo OPH (TSL022701)
- 2 x 250ml Tristel Duo ORL (TSL023801)
- 6 x 250ml Tristel Duo ORL (TSL022801)

CLASSIFICATION DES PRODUITS :

Tristel Duo ULT/ Tristel Duo ORL : Dispositifs médicaux de classe IIb.

Tristel Duo OPH : Dispositif médical de classe IIa.



Tristel™

Belgique et GD de Luxembourg :

Tristel SA, Smalandlaan 14 B, 2660 Anvers
T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com
W www.tristel.com/be-fr/

France :

Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com
W www.tristel.com/fr-fr/

Fabriqué par :

Tristel Solutions Limited, Unit 1b,
Lynx Business Park, Fordham Road,
Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK

