

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositifs médicaux	Type de dispositifs médicaux	Série	Modèle	
DGH Technologies	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Scanmate	DGH 6000 - Scanmate A	
		Sonde B-Scan		DGH 8000 - Scanmate B	
		Pachymètre	Pachette	DGH 555 - Pachette 3 DGH 555B - Pachette 4	
		Pachymètre portatif	Pachmate	DGH 55 - Pachmate DGH 55B - Pachmate 2	
Ellex	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Eye Cubed / Eye One	Biométrie A-Scan 10 MHz Diagnostic A-Scan 8 MHz B-Scan antérieur 40 MHz B-Scan postérieur 10 MHz	
		Sonde B-Scan			
		Sonde A-Scan		Eye Prime	Biométrie A-Scan 10 MHz, Diagnostic A-Scan 8 MHz
		Sonde B-Scan			B-Scan postérieur 12 MHz, B-Scan postérieur 18 MHz
	Accessoire ophtalmique	Coque d'immersion	Eye Cubed / Eye One / Eye Prime	Sans objet	
		Coque sclérale			
Haag-Streit	Lentille/prisme ophtalmique	Verre de contact	Sans objet	630 L, 930 L, 906 L, 907 L, Retina 145 L, CGAL, CGIL, CGPL, CGRL, CGVL, 1210, 630, 630 S, 901, 901 S, 902, 902 S, 903, 903 S, 904, 904 S, 905, 905 S, 906, 906 S, 907, 907 S	
		Prisme de tonomètre		Prisme de mesure pour tonomètre à aplanation Haag-Streit	
Keeler Accutome	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre portatif	PachPen (pointe seulement)	Sans objet	
		Sonde A-Scan	Sans objet		
		Sonde B-Scan			
Natus Medical	Lentille/prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	RetCam	Sans objet	
Nidek	Lentille/prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	Gonioscope GS-1	Prisme MM	
	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Sans objet	Sans objet	
		Sonde B-Scan			
Pachymètre					
Quantel Medical	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde B-Scan	Sans objet	Sans objet	
		Sonde de biométrie			
		Sonde linéaire			
		Pachymètre			
	Accessoire ophtalmique	Coque de Prager			

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositifs médicaux	Type de dispositifs médicaux	Série	Modèle
Reichert Technology	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre	Sans objet	Sans objet
Takagi	Lentille/ prisme ophtalmique	Prisme de tonomètre	Sans objet	Sans objet
Tomey	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Sans objet	Sans objet
		Sonde B-Scan		
		Sonde de biométrie		
	Accessoire ophtalmique	Coupelle pour les yeux		
	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre		
Sonde UBM				
Volk	Lentille/prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	Lentilles BIO	Noir et toutes les couleurs
				ACS
			Série classique	Noir et toutes les couleurs
			Série super	
			Lentilles de la série Digital	
			Lentilles miroirs	Lentilles à 3 miroirs
				Mini lentille à 4 miroirs
				SLT
			Lentilles Gonio de la série G	Sans objet
	Verres de contact			
Lentilles chirurgicales pour vitrectomie	Traditionnel			
	ACS			
Accessoire ophtalmique	Boîte de stérilisation	Boîte de stérilisation	Sans objet	

Avertissement : essais de compatibilité des matériaux effectués par différentes méthodes, notamment par essuyage et trempage. Matériaux testés soumis à un nombre variable de cycles.

Pour plus de renseignements, contactez l'équipe Tristel par courriel à l'adresse devices@tristel.com

Référez-vous aux dernières données du fabricant du dispositif sur les nettoyants et désinfectants compatibles.

Reportez-vous aux instructions et aux fiches d'entretien des fabricants de dispositifs pour la manipulation correcte des dispositifs pendant le retraitement.