

MOUSSE DÉTERGENTE TRI-ENZYMATIQUE POUR LES SONDES ENDOCAVITAIRES ET CUTANÉES

Tristel™
CLEAN

Une désinfection efficace débute
avec un nettoyage minutieux.

- ✓ **Tri-enzymatique**
Conforme aux normes de nettoyage
- ✓ **Compatible**
Approuvé par les principaux
fabricants pour sa compatibilité
- ✓ **Pratique**
Simple d'utilisation
- ✓ **Mobile**
Utilisable sur le lieu des soins
- ✓ **Mousse**
Stable, application sans aérosol



COMPATIBILITÉ INÉGALÉE

La solution Tristel CLEAN est utilisée depuis plus de vingt ans dans la lingette Tristel Pre-Clean Wipe. La composition chimique des détergents Tristel est approuvée par les principaux fabricants de dispositifs échographiques pour une utilisation sur leur matériel.

- Advanced Tactile Imaging
- Arthrex
- BD (Bard Access)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- DWL Compumedics
- Echosens
- Esaote
- Exact Imaging
- FUJIFILM Healthcare
- FUJIFILM Sonosite
- GE Healthcare
- Koelis
- Mcube
- Medcom
- Mindray
- Philips
- Siemens Healthineers
- Samsung Medical



DÉSINFECTION DE HAUT NIVEAU AVEC LA MOUSSE TRISTEL DUO

Le détergent Tristel CLEAN est conçu pour s'intégrer dans une procédure de retraitement complète avec les mousses Tristel DUO et les lingettes sèches DUO WIPES.

Éliminez les souillures et matières organiques de la sonde avec Tristel CLEAN, puis appliquez immédiatement la mousse Tristel DUO pour réaliser l'étape de désinfection de haut niveau.

La mousse Tristel DUO, à base de dioxyde de chlore, est sporicide, mycobactéricide, virucide, fongicide, levuricide et bactéricide en seulement 30 secondes.

Informations de commande :

Code produit :

TSL023301 (6 x 250ml)

TSL024501 (2 x 250ml)

Tristel CLEAN est un dispositif médical de classe I selon le règlement MDR de l'UE et est conforme aux dernières exigences de la SF2H qui recommande une phase de nettoyage avant celle de désinfection.

Tristel™

Tristel SaS

130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, France
T +33 (0)3 66 88 01 84 E france@tristel.com

Tristel NV/SA

Smallandlaan 14B, 2660 Anvers, Belgique
T +32 (0)3 889 26 40 E belgium@tristel.com