

NOUVEAU

Tristel
**VISI
CLEAN™**

COUVERTURE VISIBLE DÉSINFECTION FIABLE



Visible




Vérifié



Validé



UNE QUESTION DE CHIMIE



Tristel VISICLEAN est un détergent non enzymatique doté d'une technologie colorante, offrant une confirmation visuelle claire du nettoyage tout en éliminant efficacement les souillures.

Associé à la mousse de dioxyde de chlore Tristel, Tristel VISICLEAN permet de réaliser un protocole de désinfection complet, visible et reproductible des dispositifs échographiques.

Protocole par essuyage reproductible

01

TRISTEL VISICLEAN



Nettoie et colore la surface de la sonde pour visualiser instantanément la couverture du nettoyage.

02

TRISTEL DUO ULT



Permet de réaliser la désinfection de haut niveau et oxyde VISICLEAN, faisant disparaître la couleur.

03

CONFORMITÉ DIGITALE 3T



Traçabilité digitale pour chaque cycle de désinfection, formation pour chaque produit Tristel.

Consultez le guide utilisateur pour des instructions complètes.

Informations de commande

Tristel VISICLEAN est inclus dans le Tristel VISI Combination Pack, comprenant :
1 x VISICLEAN, 1 x Tristel DUO ULT, 1 x Tristel DRY WIPES

Code produit : TSL025001



Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour essayer Tristel VISICLEAN

Tristel™

Tristel SaS

130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, France
T +33 (0)3 66 88 01 84 E france@tristel.com

Tristel NV/SA

Smallandlaan 14B, 2660 Anvers, Belgique
T +32 (0)3 889 26 40 E belgium@tristel.com