

Tristel™

HET ONZICHTBARE MAKEN ZICHTBAAR

Wat zichtbaar is,
geeft vertrouwen.



Tristel **VISICLEAN** maakt handmatige desinfectie van echografie probes zichtbaar, intuïtief en betrouwbaar.

VISICLEAN combineert effectieve reiniging met een kleurindicator die reageert met Tristel ClO_2 , waardoor duidelijke, reproduceerbare stappen worden geboden die gebruikers vertrouwen en innovatie bieden.



DE KRACHT VAN REINIGING

De desinfectie van echografie probes hangt af van één cruciale stap: handmatige reiniging. Deze stap verwijdert zichtbaar vuil en organisch materiaal dat de desinfectie kan compromitteren en ervoor kan zorgen dat schadelijke micro-organismen actief blijven. Ongeacht of de hoogwaardige desinfectie handmatig of geautomatiseerd gebeurt, moet het proces beginnen met een grondige handmatige reiniging.

DE KRACHT VAN VISICLEAN

Tristel VISICLEAN combineert een niet-enzymatische reinigingsformule met innovatieve kleurtechnologie om zichtbaar te bevestigen waar reiniging en desinfectie hebben plaatsgevonden. Deze visuele indicatie benadrukt het belang van de reinigingsstap en versterkt het vertrouwen dat organisch materiaal effectief is verwijderd vóór hoogwaardige desinfectie.

VISICLEAN IS ROZE DOOR EEN NATUURLIJK AFGELEIDE KLEURSTOF DIE SPECIAAL IS SAMENGESTELD OM HET MEEST DOELTREFFEND SAMEN TE WERKEN MET TRISTEL ClO_2 .

HET GEKLEURDE SCHUIM GEEFT DE ZEKERHEID DAT DE PROBE IS GEREINIGD EN VOLLEDIG GEDESINFECTEERD.



HOE WERKT HET?

VISICLEAN transformeert handmatige desinfectie in een gevalideerd, controleerbaar en reproduceerbaar proces, waarbij elke stap **altijd** correct wordt uitgevoerd.

01

TRISTEL VISICLEAN



reinigt de probe en brengt een kleurindicator aan, waarmee de dekking wordt aangetoond.

02

TRISTEL DUO ULT



desinfecteert (High-Level) en oxideert VISICLEAN, waardoor de kleur verdwijnt.

03

3T DIGITAL COMPLIANCE



houdt de procedures van VISICLEAN bij voor een volledig, controleerbaar desinfectie proces.

Kleur die verdwijnt.
VERTROUWEN DAT BLIJFT.



Reproduceerbare
handmatige desinfectie



Combineert reiniging
met kleurtechnologie



Natuurlijk afgeleide
kleurstof



Niet-enzymatisch
schuimend
reinigingsmiddel



INTELLIGENTE HANDEN: VERSTERKEN WAT WE ALTIJD AL HEBBEN GELOOFD.



HANDEN ZIJN HET KRACHTIGSTE INSTRUMENT IN DE GEZONDHEIDSZORG

Ze genezen, beschermen en voorkomen. Van levensreddende injecties tot delicate operaties, menselijke handen bieden een ongeëvenaarde precisie en beoordelingsvermogen. Geen enkele machine kan hun gevoeligheid of besluitvorming evenaren.

TRISTEL VERTROUWT OP DE INTELLIGENTIE EN BETROUWBAARHEID VAN MENSELIJKE HANDEN

VISICLEAN is ontworpen om te versterken waar zorgprofessionals het beste in zijn: duidelijkheid, controle en vertrouwen brengen in handmatige desinfectie.

Door elke stap zichtbaar en intuïtief te maken,

stelt het klinici in staat om met precisie en zekerheid te reinigen en te desinfecteren.

Handmatige desinfectie opnieuw uitgevonden. Niet om menselijke vaardigheden te vervangen, maar om ze te versterken, zodat zorgprofessionals kunnen vertrouwen op wat ze altijd al hebben geloofd: de kracht van hun eigen handen.


95% van de klinici zei dat VISICLEAN hen meer vertrouwen zou geven in hun desinfectie procedures.*

TOEPASSINGEN


Tristel VISICLEAN is geschikt voor echografieprocedures, waaronder point-of-care-echografie, waarbij snelheid, zichtbaarheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.



**Endocavitaire
probes**



**Probes voor
uitwendig gebruik**



**Stekker en
kabel**

HOE BESTELLEN

Tristel **VISICLEAN** is verkrijgbaar als onderdeel van het **Tristel VISI Combination Pack**, dat voldoende is voor 155 behandelingen.

**Tristel VISI
Combination
Pack**

**Tristel
DUO ULT**
High-level
desinfecterend
schuim

**Tristel
VISICLEAN**
Niet-enzymatisch
reinigingsmiddel met
kleurtechnologie

**Tristel
DRY WIPES**
Zachte, duurzame,
pluisarme doekjes



Contacteer
ons

Productcode: TSL025001

Tristel VISICLEAN en **Tristel DRY WIPES** zijn geclassificeerd als medisch hulpmiddel van klasse I volgens de Britse en Europese MDR.

Tristel DUO ULT is geclassificeerd als een medisch hulpmiddel van klasse IIb volgens de Britse en Europese MDR.

Materiaalcompatibiliteit

VISICLEAN is onderworpen aan strenge tests op representatieve echografieapparaten, waarbij op elk apparaat 2500 reinigingscycli met doekjes zijn uitgevoerd. Zelfs bij continue blootstellingstests vertoonden de apparaten geen verkleuring, vlekken of schade.