

Tristel Duo^{TM/INC}

OPH

COMPATIBILITÉ 

COMPATIBILITÉ DU DISPOSITIF TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositifs médicaux	Type de dispositifs médicaux	Série	Modèle
DGH Technologies	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Scanmate	DGH 6000 - Scanmate A
		Sonde B-Scan		DGH 8000 - Scanmate B
		Pachymètre	Pachette	DGH 555 - Pachette 3 DGH 555B - Pachette 4
		Pachymètre portatif	Pachmate	DGH 55 - Pachmate
				DGH 55B - Pachmate 2
Ellex	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Eye Cubed / Eye One	Biométrie A-Scan 10 MHz
		Sonde B-Scan		Diagnostic A-Scan 8 MHz
		Sonde A-Scan		B-Scan antérieur 40 MHz
		Sonde B-Scan		B-Scan postérieur 10 MHz
	Accessoire ophtalmique	Coque d'immersion Coque sclérale	Eye Cubed / Eye One / Eye Prime	Biométrie A-Scan 10 MHz, Diagnostic A-Scan 8 MHz
				B-Scan postérieur 12 MHz, B-Scan postérieur 18 MHz
Haag-Streit	Lentille/prisme ophtalmique	Verre de contact	S. o	630 L, 930 L, 906 L, 907 L, Retina 145 L, CGAL, CGIL, CGPL, CGRL, CGVL, 1210, 630, 630 S, 901, 901 S, 902, 902 S, 903, 903 S, 904, 904 S, 905, 905 S, 906, 906 S, 907, 907 S
		Prisme de tonomètre		Prismes de mesure pour tonomètre par aplanation Haag-Streit
Keeler Accutome	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre portatif	PachPen (pointe seulement)	S. o
		Sonde A-Scan	S. o	
		Sonde B-Scan		
Natus Medical	Lentille/prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	RetCam	S. o
Nidek	Lentille/prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	Gonioscope GS-1	Prisme MM
	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	S. o	S. o
		Sonde B-Scan		
Pachymètre				

COMPATIBILITÉ DU DISPOSITIF TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositifs médicaux	Type de dispositifs médicaux	Série	Modèle
Quantel Medical	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde B-Scan	S. o	S. o
		Sonde de biométrie		
		Sonde linéaire		
		Pachymètre		
	Accessoire ophtalmique	Prager Shell		
Reichert Technology	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre	S. o	S. o
Takagi	Lentille/prisme ophtalmique	Prisme de tonomètre	S. o	S. o
Tomey	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	S. o	S. o
		B-Scan probe		
		Sonde de biométrie		
	Accessoire ophtalmique	Coupelle pour les yeux		
	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre		
Sonde UBM				
Volk	Lentille/prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	Lentilles BIO	Noir et toutes les couleurs
				ACS
			Série classique	Noir et toutes les couleurs
			Série super	
			Lentilles de la série Digital	
			Lentilles miroirs	Lentilles à 3 miroirs
				Mini lentille à 4 miroirs
				SLT
			Lentilles Gonio de la série G	S. o
			Verres de contact	
Lentilles chirurgicales pour vitrectomie	Traditionnel			
	ACS			
	Accessoire ophtalmique	Cas de stérilisation	Cas de stérilisation	S. o

Avis de non-responsabilité : Essais de compatibilité des matériaux effectués par différentes méthodes, notamment par essuyage et trempage. Matériaux testés soumis à un nombre variable de cycles.

Pour plus de renseignements, contactez l'équipe de Tristel par courriel à l'adresse devices@tristel.com

Référez-vous aux dernières données du fabricant de l'appareil sur les nettoyants et désinfectants compatibles.

Reportez-vous aux instructions et aux fiches d'entretien des fabricants de dispositifs pour la manipulation correcte des dispositifs pendant le retraitement.