

**COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES**

Fabricant	Groupe de dispositif médical	Type de dispositif médical	Séries	Modèle
Accutome (Keeler)	Sonde à ultrasons ophtalmique	Pachymètre	PachPen	Non applicable
		Sonde A-Scan	Non applicable	
		Sonde B-Scan	Non applicable	
Clarity Medical System (Natus)	Prisme/lentille ophtalmique	Lentille ophtalmique	RetCam	Non applicable
DGH Technologies	Sonde à ultrasons ophtalmique	Sonde A-Scan	Non applicable	DGH 6000 - Scanmate A
		Sonde B-Scan		DGH 8000 - Scanmate B
		Pachymètre		DGH 555 - Pachette 3
				DGH 555B - Pachette 4
				DGH 55 - Pachmate
				DGH 55B - Pachmate 2
Ellex	Sonde à ultrasons ophtalmique	Sonde A-Scan	Eye Cubed/ Eye One	Biometry A-Scan 10 MHz
		Sonde B-Scan		Diagnostic A-Scan 8 MHz
		Sonde A-Scan		Anterior B-Scan 40 MHz
		Sonde B-Scan		Posterior B-Scan 10 MHz
	Accessoire ophtalmique	Coque d'immersion	Eye Prime	Biometry A-Scan 10 MHz, Diagnostic A-Scan 8 MHz
		Coque sclérale		Posterior B-Scan 12 MHz, Posterior B-Scan 18 MHz
		Coque d'immersion		Non applicable
		Coque sclérale		Non applicable
Haag-Streit	Prisme/lentille ophtalmique	Verre de contact	Non applicable	630 L, 930 L, 906 L, 907 L, Retina 145 L, CGAL, CGIL, CGPL, CGRL, CGVL, 1210, 630, 630 S, 901, 901 S, 902, 902 S, 903, 903 S, 904, 904 S, 905, 905 S, 906, 906 S, 907, 907 S
		Prisme de tonomètre		Prisme de dédoublement pour tonomètre à aplanation Haag-Streit
Nidek	Prisme/lentille ophtalmique	Lentille ophtalmique	Gonioscope GS-1	MM prism
	Sonde à ultrasons ophtalmique	Sonde A-Scan	Non applicable	Non applicable
		Sonde B-Scan	Non applicable	Non applicable
		Pachymètre	Non applicable	Non applicable
Quantel Medical	Sonde à ultrasons ophtalmique	Sonde B-Scan	Non applicable	Non applicable
		Sonde de biométrie		
		Sonde linéaire		
		Pachymètre		
	Accessoire ophtalmique	Coque de Prager		

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositif médical	Type de dispositif médical	Séries	Modèle
Reichert / Ametek	Sonde à ultrasons ophtalmique	Pachymètre	Non applicable	Non applicable
Takagi	Prisme/lentille ophtalmique	Prisme de tonomètre	Non applicable	Non applicable
Tomey	Sonde à ultrasons ophtalmique	Sonde A-Scan	Non applicable	Non applicable
		Sonde B-Scan		
		Sonde de biométrie		
		Pachymètre		
	Accessoire ophtalmique	Œilleton		
Volk	Prisme/lentille ophtalmique	Lentille ophtalmique	BIO Lenses	Black & All Colours ACS
			Classic Series	Black & All Colours
			Super Series	Black & All Colours
			Digital Series Lenses	Black & All Colours
			Mirrored Lenses	3-Mirror Lenses
				Mini 4-Mirror Lens
				SLT
			G-Series Gonio Lenses	Non applicable
			Contact Lenses	Non applicable
	Vitrectomy Surgical Lenses	Traditional		
ACS				
Accessoire ophtalmique	Boîte de stérilisation	Sterilisation Cases	Non applicable	

**Avvertissement :** les tests de compatibilité des matériaux ont été effectués via différentes méthodes, dont l'essuyage et le trempage. Les matériaux testés ont été soumis à un nombre variable de cycles.  
Veuillez vous référer aux dernières informations du fabricant du dispositif sur les nettoyants et désinfectants compatibles.  
Pour plus d'informations, contactez l'équipe Tristel à l'adresse suivante [devices@tristel.com](mailto:devices@tristel.com)