



TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell
Alpinion Medical	Transkutane Sonden	Nicht Spezifiziert	MP1-5X, SP1-5, SP1-5i, SP1-5T, SP1-5X, SP3-8, SP3-8T, SC1-4H, SC1-4HS, SC1-6, SC1-6H, C1-6, C1-6T, C1-6i, C1-6i, C5-8, C5-8N, C5-8NT, L3-12, L3-12H, L3-12HWD, L3-12i, L3-12T, L3-12X, L3-8, L3-8i, L8-17, L8-17i, L8-17X, CW2.0, CW5.0
	Intrakavitäre Sonden		E3-10, E3-10H, EC3-10, EC3-10H, EC3-10T, EC3-10X, EN3-10, EV3-10, EV3-10H, EV3-10T, EV3-10X
	Intraoperative Sonden		IO3-12, IO8-17, IO8-17T
BK Medical / BK Ultrasound	Transkutane Sonden	bk3000/bk5000	5P1, 6C2, 6C2s, 9C2, N13C5
	Intrakavitäre Sonden		8L2, 18L5, 14L3, 13L4W, 10L2W
	Intraoperative Sonden		E10C4
	Intraoperative Sonden		E14C4t, E14C4, E14CL4b, 20R3
	Intraoperative Sonden	Flex Focus & Pro Focus	l14C5T, N11C5s, l12C4f, X18L5s, l14C5l, l12C5b, X12C4
	Intrakavitäre Sonden		8862, 8863, 8836, 8814, 8815, 8816, 8824
	Ultraschalleinheit		2050, 2052, 8808, 8808e, 8818, 8838, 8848
Carestream	Transkutane Sonden	bk3000	Nicht Spezifiziert
	Intrakavitäre Sonden	bk3500	
		bk5000	
		Flex Focus	
Esaote	Transkutane Sonden	Nicht Spezifiziert	6C2, 6C2s, 9C2, 14L3, 13L4W, 10L2W, 18L5, N13C5, 5P1
	Intrakavitäre Sonden		E14C4t, E14C4, E14CL4b, E10C4, 20R3
Esaote	Intrakavitäre Sonden	Nicht Spezifiziert	EC123, EC1123
	Intraoperative Sonden		IOE323
	Veterinäre Intrakavitäre Sonde		LA vet probe
GE Healthcare	Transkutane Sonden	Invenia ABUS	Nicht Spezifiziert
	Ultraschallsystem	Nicht Spezifiziert	
	Transkutane Sonden	Logiq Systems - E9	C1-5-D, C1-6-D, C2-9-D, M6C-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15-D, 6s-D, RAB2-5-D, RAB4-8-D
	Intrakavitäre Sonden		IC5-9-D, RIC5-9-D
	Intraoperative Sonden		L8-18i-D
	Transkutane Sonden	Logiq Systems - S7	C1-5-D, 8C, 9L-D, 11L-D, ML6-15, L8-18i-D, RAB4-8-D
	Intrakavitäre Sonden		IC5-9-D

TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell
GE Healthcare	Transkutane Sonden	Logiq P Series	4C, 5CS, 8C, 8L, 9L, 11L, ML6-15, 5S, 6S, 7S, 4D3C-L, 4D5C-L
	Intrakavitäre Sonden		BE9CS, E8C, E8CS, 4DE7C
	Intraoperative Sonden		I739, T739
	Transkutane Sonden	Logiq C Series	C2-5-RC, L6-12-RC, 3S-RC
	Intrakavitäre Sonden		E8CS-RC
	Transkutane Sonden	Logiq A Series	3.5CS, 5CS, 8C, 8L, 9L, 10L, 11L, 12L, 3S, 5S, 7S
	Intrakavitäre Sonden		BE9CS, E8CS
	Intraoperative Sonden		I739, T739
	Transkutane Sonden	Logiq E Series	4C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 6S-RS
	Intrakavitäre Sonden		E8C-RS
	Intraoperative Sonden		8C-RS, I12L-RS, I739-RS, T739-RS
	Transkutane Sonden	Vivid E9	4C-D, 9L-D, 11L-D, ML6-15-D, 6S-D, 12S-D, 4VD
	Transkutane Sonden	Vivid P Series	4C, 5CS, 8C, E8CS, 8L, 11, T739, 3S, 6S
	Intrakavitäre Sonden		E8CS
	Intraoperative Sonden		T739
	Transkutane Sonden	Vivid S/e/i/q Series	4C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 3Sc-RS, 5S-RS, 6S-RS, 7S-RS, 12S-RS, M4S-RS
	Intrakavitäre Sonden		E8C-RS
	Intraoperative Sonden		8C-RS
	Transkutane Sonden	Voluson Expert Series	4C-RS, 8L-RS, 9L-RS, 12L-RS, 3S-RS, 3Sc-RS, 5S-RS, 6S-RS, 7S-RS, 12S-RS, M4S-RS
	Intrakavitäre Sonden		E8C-RS
	Intraoperative Sonden		8C-RS
	Transkutane Sonden	Voluson Performance Series	4C-RS, 12L-RS, 3Sc-RS, RAB2-5-RS
	Intrakavitäre Sonden		E8C-RS, RIC5-9W-RS
	Transkutane Sonden	Voluson Signature Series	4C-RS, AB2-7-RS, C1-5-RS, 9L-RS, 12L-RS, ML6-15-RS, 3Sc-RS, RAB2-5-RS, RAB4-8-RS,
	Intrakavitäre Sonden		E8C-RS, RIC5-9W-RS
	Intraoperative Sonden		8C-RS
	Transkutane Sonden	Venue 40 Series	4C-SC, 12L-SC, L8-18i-SC, 3S-SC
Intrakavitäre Sonden	E8CS-SC		
Healcerion	Mobiles Ultraschallsgerät	Nicht Spezifiziert	SONON 300C

TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell	
Hitachi	Ultraschalleinheit	Arietta 60	Nicht Spezifiziert	
		Arietta 70		
		F31		
		F37		
		Hi-Vision Ascendus		
		Hi-Vision Avius		
		Hi-Vision Preirus		
		Noblus		
		ProSound Alpha 6		
		ProSound Alpha 7		
	ProSound F75			
	Ultraschallsonden	Nicht Spezifiziert	C22I, C22K, C22P, C22T, C25, C251, C252, C25P, C35, C41, C41B, C41L47RP, C41RP, C41V, C41V1, C42, C42K, C42T, CC41R, CC41R1, CL4416R, L34, L43K, L44, L441, L44K, L44LA1, L46K, L46K1, L51K, L53K, L53K1, L55, L64, S12, S121, S21, S211, S22, S31, S31KP, S42, SML44, VC41V,	
			ASU-1000B-3.5, ASU-1000C-3.5, ASU-1001, ASU-1002, ASU-1003, ASU-1005, ASU-1009, ASU-1010, ASU-1011, ASU-1012, ASU-1013, ASU-35-3, ASU-35CWD-2, ASU-35WL-10, ASU-35WSJ-7.5, ASU-36WL-10, ASU-64B, ASU-65B, ASU-67	
EUP-B314, EUP-B512, EUP-B514 EUP-B712, EUP-B715, EUP-C321T, EUP-C511, EUP-C514, EUP-C516, EUP-C524, EUP-C532, EUP-C715, EUP-CV714, EUP-F334, EUP-F531, EUP-L34T, EUP-L52, EUP-L53, EUP-L53L, EUP-L53S, EUP-L54MA, EUP-L73S, EUP-L74M, EUP-L75, EUP-LS85, EUP-O33JA, EUP-O53T, EUP-O54I, EUP-O732T, EUP-S50A, EUP-S52, EUP-S63, EUP-S70, EUP-S72, EUP-S80				

TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell
Hitachi	Ultraschallsonden	Nicht Spezifiziert	UST-2265-2, UST-2266-5, UST-5024N-3.5, UST-5037P-3.5, UST-5039P-3.5, UST-5043P-3.5, UST-5044-3.5, UST-5045P-3.5, UST-5046-3.5, UST-5047-5, UST-52103, UST-52105, UST-52108, UST-52109, UST-52114P, UST-52124, UST-52127, UST-52129, UST-5226D-3.5/2, UST-5236D-2.5/2, UST-5242D-2.5/2, UST-5244-3.5, UST-5255-2.5, UST-5256-3.5, UST-5257-5, UST-5263D-2.5/2, UST-5265-2.5, UST-5266-3.5, UST-5267-5, UST-5268P-5, UST-5274-2.5, UST-5275-3.5, UST-5276-5, UST-5279-3.5, UST-5281-5, UST-5283-2.5, UST-5284-2.5, UST-5285-3.5, UST-5286-2.5, UST-5287-3.5, UST-5292-5, UST-5294-5, UST-5295, UST-5296, UST-5297, UST-5298, UST-5299, UST-533, UST-534, UST-535, UST-536, UST-5410, UST-5410H, UST-5411, UST-5412, UST-5413, UST-5415, UST-5417, UST-5419, UST-547, UST-5512U-7.5, UST-5514DTU-7.5, UST-5515-7.5, UST-5521L-7.5, UST-5523L-7.5, UST-5524-5, UST-5524-7.5, UST-5526L-7.5, UST-5531, UST-5534T-7.5, UST-5539-7.5, UST-5540P-7.5, UST-5542, UST-5543, UST-5545, UST-5546, UST-5548, UST-5551, UST-5561-7.5, UST-556T-7.5, UST-556TU-7.5, UST-567, UST-568, UST-5710-7.5, UST-5711-7.5, UST-5712, UST-5713T, UST-574T-7.5, UST-575-7.5, UST-576T-7.5, UST-577-7.5, UST-579T-7.5, UST-5818-5, UST-5819T-5, UST-657-5, UST-660-7.5, UST-665P-5, UST-667P-5, UST-670P-5, UST-675P, UST-676P, UST-677P, UST-9101-7.5, UST-9102-3.5, UST-9102U-3.5, UST-9103-5, UST-9104-5, UST-9111-5, UST-9112-5, UST-9113P-3.5, UST-9114-3.5, UST-9115-5, UST-9116P-5, UST-9118, UST-9119, UST-9120, UST-9121, UST-9123, UST-9124, UST-9125-7.5, UST-9126, UST-9127, UST-9128, UST-9130, UST-9132I, UST-9132T, UST-9133, UST-9135P, UST-9136, UST-9136U, UST-9137, UST-9145, UST-9146I, UST-9146T, UST-9147, UST-9148, UST-9149, UST-9151, UST-932-5, UST-932-7.5, UST-935N-5, UST-939-3.5m, UST-939D-3.5, UST-943-3.5, UST-944B-3.5, UST-945B-5, UST-945BP-5, UST-952-5, UST-953P-5, UST-954-5, UST-957-7.5, UST-961-5, UST-961-7.5, UST-964P-5, UST-968P-5, UST-969-5, UST-970-7.5, UST-972- 3.5, UST-974-5, UST-975-7.5, UST-977-5, UST- 978-3.5, UST-979-3.5, UST-980-5, UST-980P-5, UST-981-5, UST-981P-5, UST-984-5, UST-984P-5, UST-985-7.5, UST-987-7.5, UST-988-2.5, UST- 989-3.5, UST-989D-3.5, UST-990-5, UST-992-5, UST-994P-5, UST-995-7.5, UST-996P-5, UST-MC11-8731
Mindray	Intrakavitäre Sonden	Nicht Spezifiziert	6CV1
Philips	Intrakavitäre Sonden	iU22	C8-4v (p/n 4535611 7292x where x is 3 or greater and p/n 4535612 8750x where x is 2 or greater)
		HD15	
		HD11 XE	
		HD9	
		HD7 XE	
		HD7	
		HD6	
		HD5	
		CX50	C9-3v
		Sparq	
CX30			

TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell
Philips	Intrakavitäre Sonden	HD15	BP10-5ec
		HD11 XE	
		Affinity 50	
		Affinity 70	
		EPIQ7	C9-4v
		EPIQ5	
		Affinity 50	
		Affinity 70	
		CX50	
		EPIQ7	
		EPIQ5	C10-3v
		iU22	
		Affinity 70	
		CX50	
	EPIQ7		
	EPIQ5	S5-1	
	Affinity70		
	CX50		
	iU22		
	iE33		
	EPIQ7		
	EPIQ5	S12-4	
	Affinity70		
	Affinity50		
	iE33	S12-4	
	HD15		
	HD11		
	CX50		
	HD11 XE		
	iE33/iU22		
	EPIQ7/iE33	X3-1	
	EPIQ7/iE33/iU22	X5-1	
EPIQ7/iE33/iU22	X7-2		
Ultraschallsonden	Nicht Spezifiziert	alle mobilen bildgebenden Sonden (ausser TEE) inklusive der L10-4lap	

TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell	
Philips	Transkutane Sonden	EPIQ7	C5-1	
		QPIQ5		
		Affinity 70		
		iU22		
		iE33		
		HD15		
		iE33	C5-2	
		iU22		
		HD15		
		HD11 XE		
		HD11		
		HD9		
		HD7 XE		
		HD7		
		HD6		
		HD5		
		EPIQ7		C8-5
		EPIQ5		
	Affinity 70			
	Affinity 50			
	iE33			
	iU22			
	HD7 XE			
	HD11 XE			
	HD9			
	HD11			
	HD15			
	CX30			
	CX50			
	Intrakavitäre Sonden	iE33	C9-4v	
		EPIQ7		
		EPIQ5		
		Affinity50		
Affinity70				
CX50				

TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell
Philips	Transkutane Sonden	iE33	L8-4
		iU22	
		HD11 XE	
		iE33	L9-3
		iU22	
		HD15	
		HD9	
		HD11 XE	L11-3
		iE33	
	Intraoperative Sonden	EPIQ7	L15-7IO
		EPIQ5	
		Affinity 70	
		Affinity 50	
		iE33	
		iU22	
		HD11	
		HD15	
		CX30	
	CX50		
Samsung	Intrakavitäre Sonden	Nicht Spezifiziert	ER4-9/10ED
			V5-9
			3D4-9(ES)
			EVN4-9/10ED
	Transkutane Sonden	Nicht Spezifiziert	CA1-7A
			C2-6(IC)
			CA2-8A
			CF2-8
			CA2-8AD
			L5-13(IS)
			L7-16(IS)
			LA3-16AI
			L3-12A
			LA3-14AD
L5-13/50			

TRISTEL DUO ULT - HERSTELLERFREIGABEN FÜR ULTRASCHALLSYSTEME

Hersteller	Segment	Serie	Modell
Samsung	Transkutane Sonden	Nicht Spezifiziert	CV1-8A, CV1-8AD, C2-8(ED), CA2-9A, CA2-9AD, CA1-7AD, CA2-6BM, L3-8(ED), LA3-14AD, LA3-14A, PA1-5A, PA1-5AD, SP3-8
	Intrakavitäre Sonden		3DC-6(EN), 3D4-9(ES), EV3-10B, EVN4-9, EC4-9(CD), VR5-9, E3-12A, EA2-11B
	Intraoperative Sonden		LS6-15
Supersonic Imagine	Intrakavitäre Sonden	Aixplorer	SE12-3
	Transkutane Sonden	Aixplorer	SL15-4
		Aixplorer	SC6-1
Verathon	Transkutane Sonden	BladderScan	BladderScan Prime Plus

Anmerkung: Materialverträglichkeit wurde mit unterschiedlichen Methoden, zum Beispiel Wischen, Einlegen oder Umwickeln und mit unterschiedlicher Anzahl an Wiederholungen getestet. Dieses Dokument listet die offiziellen Freigaben der Hersteller.

Weitere Informationen erhältlich unter cooperation@tristel.com