

DREIFACH- ENZYMATISCHER REINIGUNGSSCHAUM FÜR MEDIZINISCHE INSTRUMENTE

Tristel™
CLEAN

Wie z.B.

- Stablinsenoptiken
- Endokavitäre Ultraschallsonden
- Tonometermesskörper

Eine Desinfektion ist nur dann wirksam, wenn das Instrument zuvor gründlich gereinigt wurde.



- ✓ **Gehobener Reinigungsstandard**
Dreifach-Enzymatisch
- ✓ **Kompatibel**
Von führenden Herstellern freigegeben
- ✓ **Praktisch**
Kein Tauchverfahren, stabiler Schaum
- ✓ **Mobil**
Sofort am Point-of-Care nutzbar
& einfach in der Anwendung
- ✓ **Langlebig**
Keine Standzeit nach Anbruch
& lange Haltbarkeit

KONKURRENZLOSE KOMPATIBILITÄT

Die Reinigungslösung von Tristel CLEAN wird seit über zwanzig Jahren im Tristel Trio verwendet und ist daher von den meisten großen Herstellern sensibler Medizinprodukte als materialverträglich freigegeben.

- Advanced Tactile Imaging
- Arthrex
- BD (Bard Access)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- DWL Compumedics
- Echosens
- Esaote
- Exact Imaging
- FUJIFILM Healthcare
- FUJIFILM Sonosite
- GE Healthcare
- Koelis
- Mcube
- Medcom
- Mindray
- Philips
- Siemens Healthineers
- Samsung Medical



HIGH-LEVEL-DESINFEKTION MIT TRISTEL DUO

Als Teil eines umfassenden Aufbereitungsverfahrens ist Tristel CLEAN das perfekte Partnerprodukt von Tristel DUO und DUO WIPES.

Nachdem das Instrument mit Tristel CLEAN von Schmutz und organischen Substanzen befreit wurde, kann Tristel DUO für die High-Level Desinfektion verwendet werden.

Der Wirkstoff in Tristel DUO ist Tristels spezielles Chlordioxid, das in nur 30 Sekunden sporizid, mykobakterizid, viruzid, fungizid und bakterizid wirkt.

Bestellinformation:

Art.-Nr.: PRE/F

2 x 240 ml pro Karton

Tristel CLEAN ist gemäß UKCA und EU MDR als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.

Deutschland: Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Schweiz: Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com

Österreich: Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at

Tristel™

Mkt-Bro-2453 - 12/NOV/2025 - VI