

JET^c

DESINFEKTION DES RTW IN 1 MINUTE

1 REALISTISCHE EINWIRKZEIT

EINE MINUTE

1 VOLLSTÄNDIGES WIRKSPEKTRUM

GEGEN ALLE RELEVANTEN MIKROORGANISMEN

1 AKTIVER WIRKSTOFF

CHLORDIOXID


1 DESINFEKTIONSMITTEL

FÜR DEN GESAMTEN RETTUNGSWAGEN

**EINS
FÜR
ALLES**

Durch die Verbindung von **praktikablem** Handling, einer **schnellen** Einwirkzeit und einem **allumfassenden** Wirkungsspektrum bietet JET eine sorgenfreie Desinfektion des Rettungswagens oder Rettungshubschraubers. JET sichert schon während der alltäglichen Routinedesinfektion eine **sporizide** Wirkung – innerhalb von **einer** Minute.

Keine Wartezeiten mehr. Kein Rätselraten mehr bezüglich des Infektionsrisikos nach unbekannten Patienten. JET tötet nachweislich Bakterien, Pilze, Viren, Mykobakterien und Sporen innerhalb der Trocknungszeit.



**ZUSAMMEN-
SETZEN**



AUFTRAGEN



WISCHEN



WARTEN

Nur für den professionellen Gebrauch. Die vollständige Gebrauchsanleitung entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

JET IST SPORIZID, MYKOBAKTERIZID, VIRUZID, FUNGIZID UND BAKTERIZID.

JET wirkt innerhalb von einer Minute gegen alle in den Europäischen Normen zur Flächendesinfektion geforderten Mikroorganismen und weitere relevante Keime, wie z.B.:


- *Clostridioides difficile*
- *Mycobacterium terrae*
- Murines Norovirus
- Influenza A-Virus (H1N1)
- Hepatitis-B-Virus
- Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)
- Carbapenem-resistente *Klebsiella pneumoniae* (CRKP)
- Methicillin-resistenter *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- Vancomycin-resistenter *Enterococcus faecium* (VREfm)
- *Escherichia coli*
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candidozyma auris* (vormals *Candida auris*)

BAKTERIEN	EN 13727
	EN 16615
HEFEN/PILZE	EN 13624
	EN 16615
VIREN	EN 14476
	DVV/RKI (2014)
	DVV 2012
MYKOBAKTERIEN	EN 14348
	EN 14563
SPOREN	EN 17126
	EN 17846


Alle Kontaktflächen werden gleichermaßen auf höchstem Niveau desinfiziert, unabhängig vom vorliegenden Infektionsrisiko, um die höchstmögliche Patientensicherheit flächendeckend zu gewährleisten.

JET BIETET ZEITERSPARNIS UND SORGENFREIHEIT WO JEDE MINUTE ZÄHLT.

- FAHRGESTELL UND KRANKENTRAGE
- AUFLAGEN UND MATRATZEN
- AMBULANZTISCH
- TRAGESTUHL
- SCHRÄNKE, ABLAGEN UND STAUFÄCHER IM PATIENTENRAUM
- BLUTDRUCKMESSGERÄT
- PULSOXYMETER
- STETHOSKOP



**AB SOFORT
BESTELLBAR!**
2 x 800ml JET pro Karton
JET/SUR



cache™

Erstellt von: Tristel Solutions Ltd, Unit 1b, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com
Deutschland: Tristel GmbH, Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland - T +49 (0)30 54844226
E berlin@tristel.com - W www.tristel.de

Österreich: Tristel Hygiene GmbH, Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich - E österreich@tristel.com - W www.tristel.at

Schweiz: Tristel AG, Sandgrube 29, 9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658 - E schweiz@tristel.com - W www.tristel.com

Informationen zu Tristels Patenten unter www.our-patents.info/tristel
Copyright © Tristel Solutions Limited - Mkt-Fac-819 - 31/MAR/2025 - V3