



DESINFEKTION DES RTW IN 1 MINUTE

1 REALISTISCHE EINWIRKZEIT

Eine Minute

1 VOLLSTÄNDIGES WIRKSPEKTRUM

Gegen alle relevanten Mikroorganismen

1 AKTIVER WIRKSTOFF

Chlordioxid

1 DESINFEKTIONSMITTEL


Für den gesamten Rettungswagen

Durch die Verbindung von **praktikablem** Handling, einer **schnellen** Einwirkzeit und einem **breiten** Wirkungsspektrum bietet **JET** eine **sorgenfreie** Desinfektion des Rettungswagens oder Rettungshubschraubers. **JET** sichert schon während der alltäglichen Routinedesinfektion eine **sporizide** Wirkung – innerhalb von **einer Minute**.

Keine Wartezeiten mehr. Kein Rätselraten mehr bezüglich des Infektionsrisikos nach unbekannten Patienten. **JET** tötet nachweislich Bakterien, Pilze, Viren, Mykobakterien und Sporen innerhalb der Trocknungszeit.



**ZUSAMMEN-
SETZEN**



AUFTRAGEN



WISCHEN



WARTEN

JET IST SPORIZID, MYKOBAKTERIZID, VIRUZID, FUNGIZID UND BAKTERIZID.


JET wirkt innerhalb von einer Minute gegen alle in den Europäischen Normen zur Flächendesinfektion geforderten Mikroorganismen und weitere relevante Keime, wie z.B.:

- *Clostridium difficile*
- *Mycobacterium terrae*
- Norovirus
- Influenza-A-Virus (H1N1)
- Hepatitis-B-Virus
- Humanes Immundefizienz-Virus (HIV)
- Carbapenem-resistente *Klebsiella pneumoniae* (CRKP)
- Methicillin-resistente *Staphylococcus aureus* (MRSA)
- Vancomycin-resistente *Enterococcus faecium* (VREfm)
- *Escherichia coli*
- *Aspergillus brasiliensis*
- *Candidozyma auris*

Alle Kontaktflächen werden gleichermaßen auf dem höchsten Niveau desinfiziert, unabhängig vom vorliegenden Infektionsrisiko, um die höchstmögliche Patientensicherheit flächendeckend zu gewährleisten.


JET BIETET ZEITERSPARNIS UND SORGENFREIHEIT, WO JEDE MINUTE ZÄHLT.

- Fahrgestell und Krankentrage
- Auflagen und Matratzen
- Ambulanztisch
- Tragestuhl
- Schränke, Ablagen und Staufächer im Patientenraum
- Blutdruckmessgerät
- Pulsoxymeter
- Stethoskop



SPOREN	EN 17126
SPORIZID GEGEN <i>C. DIFF</i>	EN 17846
MYKOBAKTERIEN	EN 14348
VIREN	EN 14476
	DVV/RKI (2014)
	DVV 2012*
HEFEN/PILZE	EN 13624
	EN 16615
BAKTERIEN	EN 13727
	EN 16615

*Viruzid in 1 Min. Viruzid PLUS in 3 Min.



Jede Flasche JET liefert 570 Hübe sporiziden Chlordioxid-Schaum.



Tristel
Surfaces™

Deutschland:
Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Schweiz:
Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com

Österreich:
Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at

Informationen zu Tristels Patenten
unter www.our-patents.info/tristel
Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Fac-B19 - V4
23/APR/2026