

SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE HIGH-LEVEL- DESINFEKTION FÜR OPHTHALMOLOGISCHE MEDIZINPRODUKTE

Tristel
**DUO
OPH™**



VERTRAUTE
QUALITÄT
IN NEUEM
LOOK




- ✓ Sporizid, mykobakterizid, viruzid, fungizid und bakterizid in nur **30 Sekunden**
- ✓ Anwendbar am Point-of-Care
- ✓ Einfach zu bedienen

DIE CHEMIE STIMMT!

Tristel DUO ist technisch ausgeklügelt: Zwei separate Behälter beinhalten die Basis- und Aktivatorlösung und generieren bei Betätigung des Schäumers jedes Mal frisches Desinfektionsmittel. Die Haltbarkeit des Produktes bleibt durch die Nutzung unbeeinflusst.

Der Wirkstoff in Tristel DUO ist Tristels spezielles Chlordioxid. Es zersetzt und zerstört Mikroorganismen und verhindert, dass sich mit der Zeit Resistenzen bilden.



Vorteile des Tristel DUO-Schaums:

- ✓ Erreicht Rillen und Vertiefungen an Medizinprodukten besser als vorgetränkte Tücher
- ✓ Bietet Flexibilität, sollte das Tuch nachbefeuchtet werden müssen
- ✓ Immer frisch angesetztes Desinfektionsmittel in immer gleicher Konzentration, ermöglicht Validierung eines Wischverfahrens
- ✓ Möglichkeit des Einschäumens kleinerer Medizinprodukte, ermöglicht Benetzung wie bei einer Tauchdesinfektion

Bekanntes Produkt in neuem Look.

Tristel™

Deutschland: Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A, 10243
Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Österreich: Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien,
Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at

Schweiz: Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com