

NEU

TRISTEL ULT COMBINATION PACK

Ihre komplette Aufbereitung
von Ultraschallsonden
in einem Set.

INAKTIVIERT
HPV-TYPEN
16 & 18
IN NUR
30 SEKUNDEN!



Komplett

Mit Reinigung und
Desinfektion



Kompatibel

Mit über 1300
Ultraschallsonden



Kompakt

Für 155
Aufbereitungen

WIE FUNKTIONIERT'S?

Tristel CLEAN ist ein dreifach-enzymatischer Reinigungsschaum, der speziell für Medizinprodukte entwickelt wurde. Denn: Eine wirksame Desinfektion beginnt immer mit einer gründlichen Reinigung.

Nach vollständiger Reinigung der Sonde wird Tristel DUO ULT aufgetragen. Der Schaum benetzt die Oberfläche gleichmäßig, erreicht Rillen und Vertiefungen und ermöglicht so eine zuverlässige High-Level-Desinfektion ohne Benetzungslücken.

Tristel DUO ULT wirkt innerhalb von 30 Sekunden und ist bakterizid, fungizid, viruzid, mykobakterizid und sporizid.

Tristel DUO ULT wird in einem Kombi-Pack geliefert, das Ihnen ein vollständiges Aufbereitungsverfahren für Ultraschallsonden in einem praktischen Set bietet.

01

REINIGUNG



Verwenden Sie **Tristel CLEAN** mit unserem **DRY WIPE**, um die Sonde zu reinigen.

02

HIGH-LEVEL-DESINFEKTION



Nutzen Sie **Tristel DUO ULT** zur High-Level-Desinfektion. 30 Sekunden Einwirkzeit genügen. Ein Abspülen ist nicht erforderlich.



SIND SIE SCHON DIGITAL?



Die Dokumentation erfolgt berührungslos während des Aufbereitungsprozesses mittels der 3T-App.

Kontaktieren Sie Ihren Tristel-Ansprechpartner, um eine Probestellung zu vereinbaren.

Tristel™

Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com

Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at