

SCHNELLE UND ZUVERLÄSSIGE HIGH-LEVEL-DESINFEKTION FÜR MEDIZINPRODUKTE OHNE KANAL IN DER HALS-NASEN- OHRENHEILKUNDE

Tristel
**DUO
ORL™**

VERTRAUTE
QUALITÄT IN
NEUEM LOOK




- ✓ Wirkspektrum erfüllt gesetzliche Anforderungen für Endoskope in nur **30 Sekunden**
- ✓ Keine Investitionen in Maschinen und Wartungsverträge – keine Ausfallzeiten
- ✓ Einfach zu bedienen
- ✓ Auf Materialverträglichkeit geprüft und bereits in zahlreichen Anwendungen erfolgreich im Einsatz



DIE CHEMIE STIMMT!

Tristel DUO ist technisch ausgeklügelt: Zwei separate Behälter beinhalten die Basis- und Aktivatorlösung und generieren bei Betätigung des Schäumers jedes Mal frisches Desinfektionsmittel. Die Haltbarkeit des Produktes bleibt durch die Nutzung unbeeinflusst.

Der Wirkstoff in Tristel DUO ist Tristels spezielles Chlordioxid. Es zersetzt und zerstört Mikroorganismen und verhindert, dass sich mit der Zeit Resistenzen bilden.



Vorteile des Tristel DUO-Schaums:

- ✓ Erreicht Rillen und Vertiefungen an Medizinprodukten besser als vorgetränkte Tücher
- ✓ Bietet Flexibilität, sollte das Tuch nachbefeuchtet werden müssen
- ✓ Immer frisch angesetztes Desinfektionsmittel in immer gleicher Konzentration, ermöglicht Validierung eines Wischverfahrens
- ✓ Möglichkeit des Einschäumens kleinerer Medizinprodukte, ermöglicht Benetzung wie bei einer Tauchdesinfektion

Bekanntes Produkt in neuem Look.

Tristel™

Deutschland: Tristel GmbH
Karl-Marx-Allee 90A,
10243 Berlin, Deutschland
T +49 (0)30 54844226
E deutschland@tristel.com
W www.tristel.de

Österreich: Tristel Hygiene GmbH
Kohlmarkt 8-10,
1010 Wien, Österreich
T +43 (0)676 4863656
E oesterreich@tristel.com
W www.tristel.at

Schweiz: Tristel AG
Sandgrube 29,
9050 Appenzell, Schweiz
T +41 (0)71 5670658
E schweiz@tristel.com
W www.tristel.com