

**DAS EINZIGE  
HIGH-LEVEL-  
DESINFEKTIONSMITTEL,  
DAS NACHWEISLICH  
IN 30 SEKUNDEN  
GEGEN HPV WIRKT**

Tristel  
**DUO  
ULT™**



**VERTRAUTE  
QUALITÄT  
IN NEUEM  
LOOK**


- ✓ Inaktiviert HPV-Typen 16 & 18 in nur 30 Sekunden
- ✓ High-Level-Desinfektion für alle Teile eines Ultraschallgeräts
- ✓ Anwendbar am Point-of-Care
- ✓ Einfach zu bedienen



# DIE CHEMIE STIMMT!

Tristel DUO ist technisch ausgeklügelt: Zwei separate Behälter beinhalten die Basis- und Aktivatorlösung und generieren bei Betätigung des Schäumers jedes Mal frisches Desinfektionsmittel. Die Haltbarkeit des Produktes bleibt durch die Nutzung unbeeinflusst.

**Der Wirkstoff in Tristel DUO ist Tristels spezielles Chlordioxid. Es zersetzt und zerstört Mikroorganismen und verhindert, dass sich mit der Zeit Resistenzen bilden.**



## Vorteile des Tristel DUO-Schaums:

- ✓ Erreicht Rillen und Vertiefungen an Medizinprodukten besser als vorgetränkte Tücher
- ✓ Bietet Flexibilität, sollte das Tuch nachbefeuchtet werden müssen
- ✓ Immer frisch angesetztes Desinfektionsmittel in immer gleicher Konzentration, ermöglicht Validierung eines Wischverfahrens
- ✓ Möglichkeit des Einschäumens kleinerer Medizinprodukte, ermöglicht Benetzung wie bei einer Tauchdesinfektion

## Bekanntes Produkt in neuem Look.

**Tristel**™

**Deutschland:** Tristel GmbH  
Karl-Marx-Allee 90A, 10243  
Berlin, Deutschland  
T +49 (0)30 54844226  
E deutschland@tristel.com  
W www.tristel.de

**Österreich:** Tristel Hygiene GmbH  
Kohlmarkt 8-10, 1010 Wien,  
Österreich  
T +43 (0)676 4863656  
E oesterreich@tristel.com  
W www.tristel.at

**Schweiz:** Tristel AG  
Sandgrube 29,  
9050 Appenzell, Schweiz  
T +41 (0)71 5670658  
E schweiz@tristel.com  
W www.tristel.com