



EL SISTEMA DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL CON TOALLITAS DE MAYOR APROBACIÓN, VALIDACIÓN Y USO PARA HOJAS DE LARINGOSCOPIO

En urgencias, cada segundo cuenta. Por eso hemos creado el sistema de toallitas Tristel Trio, para que sea rápido y móvil, para su uso en salas de emergencia y vehículos de rescate.

Tristel Trio™
Wipes System

¡EL SISTEMA DE TOALLITAS TRISTEL TRIO ES FÁCIL DE TRANSPORTAR Y UTILIZAR!



Toallita no tejida impregnada en un detergente enzimático triple y un surfactante, utilizada para limpiar a fondo la superficie del dispositivo médico y eliminar la suciedad y la materia orgánica.



DESINFECTANTE DE ALTO NIVEL **Tristel Sporicial Wipe**

Toallita que en combinación con la Espuma Activadora Tristel genera dióxido de cloro, un biocida altamente efectivo que elimina bacterias, virus, hongos, micobacterias y esporas de la superficie del dispositivo médico en 30 segundos



ENJUAGUE

Tristel Rinse Wipe

Toallita estéril no tejida impregnada en agua desionizada y un bajo contenido antioxidante, utilizada para eliminar cualquier tipo de residuo químico de la superficie del dispositivo médico.



TRACE

En Tristel 3T o en el Libro de Auditoría de Calidad

Destinado a registrar todos los pasos de forma sencilla, incluyendo la validación del profesional responsable.



RÁPIDO

El Sistema Tristel Trio Wipes ciclo completo de desinfección, incluyendo trazabilidad, en cuestión de minutos.



MÓVIL

El Sistema Tristel Trio Wipes es portátil y no requiere electricidad ni agua. Esto permite utilizarlo fácilmente tanto en la sala de urgencias como en vehículos de rescate.



COMPATIBLE

El sistema de Tristel Trio Wipes ha sido probado y confirmado su compatibilidad con los dispositivos médicos de los principales fabricantes de laringoscopios, incluidos:

- Airtraq*
- Medtronic
- Karl Storz
- Verathon

* Compatible con la Tristel Sporidical Wipe como parte del Sistema Tristel Trio Wipes



EFICACIA INIGUALABLE

La toallita esporicida Tristel Sporidical Wipe toallita ha probado ser efectiva como desinfectante de alto nivel en 30 segundos de acuerdo con EN 14885:2018 y los últimos estándares de eficacia publicados. El tiempo de contacto uniforme y de rápida acción del producto no deja lugar a dudas o errores.



TRAZABILIDAD INTELIGENTE

El Sistema Tristel Trio Wipes incluye un método de trazabilidad en papel o digital. Cada desinfección se documenta con lápiz y papel en el ampliamente utilizado. Libro de auditoría de calidad, mientras que Tristel 3T digitaliza este proceso y proporciona a la trazabilidad un enfoque más eficiente, preciso e inteligente.



SIMPLE

La formación y la certificación son parte esencial del servicio al cliente con Tristel. Nuestro Portal de Formación ofrece Tristel Trio Wipes System en un momento y lugar conveniente para usted.

El Sistema Tristel Trio Wipes ofrece una descontaminación completa de las palas de laringoscopio. Gracias al concepto de limpieza, desinfección y enjuagado, se consigue un resultado validado con un proceso de tres pasos sencillo y rápido.



Informes de pruebas microbiológicas

	Microbios incluyendo	Tiempo de Contacto Uniforme
Bacterias	MRSA, VRE, <i>Klebsiella pneumoniae</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i>	
Levaduras/hongos	<i>Candida albicans and auris</i> , <i>Aspergillus brasiliensis</i>	
Virus	VPH, VHB, VHC, VIH, virus del Herpes Simple, Norovirus, Adenovirus, Poliovirus	
Micobacterias	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> (TB), <i>Mycobacterium avium</i>	
Esporas	<i>Bacillus subtilis</i> , <i>Bacillus cereus</i> , <i>Clostridium sporogenes</i>	

SISTEMA TRISTEL TRIO WIPES

- Disponible en packs de 5 o 50 procedimientos de desinfección y con o sin el libro de registro de auditoría. 3T se vende por separado.



TRANSPORTE DE LA HOJA DE LARINGOSCOPIO

Las bolsas de protección Tristel han sido específicamente diseñadas para el transporte y el almacenamiento a corto plazo (hasta 72 horas) de dispositivos médicos, considerando la trazabilidad.

TRISTEL PROTECT

- 50 bolsas por caja.
- Disponibles en tamaño pequeño (21cm x 34cm) para laringoscopios, y grande (31cm x 71cm).



* Mayor información acerca del Sistema Tristel Trio Wipes, tales como ficha de datos de seguridad, informes, publicaciones de materiales y estudios, se encuentra disponible solicitud previa o en www.tristel.com