



DESINFECCIÓN ESPORICIDA CON UN TOQUE LIGERO


JET LUX es una espuma esporicida de dióxido de cloro.

Cada pulsación del gatillo actúa sobre superficies donde los microbios suponen un riesgo, incluidas: camas de pacientes, teclados y pantallas, así como fregaderos y desagües.


Excepcionalmente fácil de usar, JET LUX es la fórmula JET más ligera de Tristel hasta la fecha.



**AMIGABLE
PARA EL
USUARIO**



**PULSADA
POR
TRISTEL ClO₂**



**BAJO OLOR
TOQUE
LIGERO**



**ACCIÓN RÁPIDA
EFICAZ EN
1 MINUTO**

TRISTEL DIÓXIDO DE CLORO (ClO₂)

JET LUX está basado en la misma química de dióxido de cloro (ClO₂) que los productos de descontaminación de dispositivos médicos de Tristel.

JET LUX incorpora dos compartimentos separados que contienen la Solución Base (ácido cítrico) y la Solución Activadora (clorito de sodio).

Cuando se mezclan al accionar el gatillo de **JET LUX**, se genera la química de ClO₂. **JET LUX** contiene un tensioactivo anfótero para un mayor rendimiento en la limpieza. El ClO₂ elimina los microorganismos destruyendo sus estructuras moleculares. Esto significa que los microbios dañinos no pueden desarrollar resistencia frente al ClO₂.



DI ADIÓS A LAS TOALLITAS HÚMEDAS DE PLÁSTICO

La eficacia con la toallita estándar utilizada en la **EN 16615** significa que JET LUX puede combinarse con cualquier toallita seca. Utiliza un paño de microfibra o una toallita seca libre de plástico para crear toallitas esporicidas.

DI ADIÓS A LAS TOALLITAS HÚMEDAS DE PLÁSTICO



ESPORICIDA	EN 17126
MICROBACTERICIDA	EN 14348
VIRUCIDA	EN 14476
LEVADURICIDA/FUNGICIDA	EN 13624
	EN 16615
BACTERICIDA	EN 13727
	EN 16615

<i>Clostridioides difficile</i>	<i>Enterococcus hirae</i>
<i>Bacillus subtilis</i>	<i>Staphylococcus aureus</i>
<i>Bacillus cereus</i>	Enterobacterias resistentes a carbapenémicos (CRE)
Adenovirus Tipo 5	<i>Klebsiella pneumoniae</i> (CRE, ESBL)
Norovirus murino	<i>Staphylococcus aureus</i> resistente a meticilina (MRSA)
Poliovirus Tipo 1	
Coronavirus bovino	<i>Acinetobacter baumannii</i> multirresistente (MDRAB)
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	
<i>Candida albicans</i>	Enterococos resistentes a vancomicina (VRE)
<i>Candidozyma auris</i> (anteriormente <i>Candida auris</i>)	

FÁCIL DE USAR: APLICAR, LIMPIAR Y ESPERAR

Cada botella de **JET LUX** ofrece 570 dosis de espuma esporicida de dióxido de cloro.

¡Simplemente aplicar, limpiar y esperar!



Contacta con tu representante local de ventas para descubrir cómo JET LUX puede mejorar tus procedimientos de control de infecciones.

cacheTM

Tristel Solutions S.L.
Avenida Brasil 17, Tetuán, 28020 Madrid
T +34 911 668 727 E mail-es@tristel.com - W www.tristel.com/es-es/

Presentado por TristelTM

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de usarlo.

Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Bro-3256 - 22/AUG/2025 - VI