

Tristel Duo™

OPH

COMPATIBILITÉ

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositifs médicaux	Type de dispositif médical	Série	Modèle
DGH Technologies	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Scanmate	DGH 6000 - Scanmate A
		Sonde B-Scan		DGH 8000 - Scanmate B
		Pachymètre	Pachette	DGH 555 - Pachette 3 DGH 555B - Pachette 4
		Pachymètre portatif	Pachmate	DGH 55 - Pachmate DGH 55B - Pachmate 2
Ellex	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	Eye Cubed / Eye One	Biométrie A-Scan 10 MHz Diagnostic A-Scan 8 MHz
		Sonde B-Scan		B-Scan antérieur 40 MHz B-Scan postérieur 10 MHz
		Sonde A-Scan	Eye Prime	Biométrie A-Scan 10 MHz Diagnostic A-Scan 8 MHz
		Sonde B-Scan		B-Scan postérieur 12 MHz B-Scan postérieur 18 MHz
	Accessoire ophtalmique	Coque	n/a	Coque d'immersion Coque sclérale
Haag-Streit	Lentille / prisme ophtalmique	Verre de contact	n/a	630, 630 L, 630 S, 901, 901 S, 902, 902 S, 903, 903 S, 904, 904 S, 905, 905 S, 906, 906 L, 906 S, 907, 907 L, 907 S, 930 L, 1210, CGAL, CGIL, CGPL, CGRL, CGVL, Retina 145 L
		Prisme de tonomètre		Prisme de mesure du tonomètre
Keeler Accutome	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre portatif	n/a	PachPen (Embout uniquement)
		Sonde A-Scan	(non spécifié)	Sonde A-Scan
		Sonde B-Scan		Sonde B-Scan
Laboratoires Thea	Accessoire ophtalmique	Dispositif de thérapie par chaleur humide	n/a	Blephasteam
Natus Medical	Imagerie oculaire	Lentille ophtalmique	RetCam	Élément de lentille
Neolight	Imagerie oculaire	Lentille ophtalmique	ICON phoenix	Élément de lentille
Nidek	Lentille / prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	Gonioscope GS-1	Prisme MM
	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	(non spécifié)	Sonde A-Scan
		Sonde B-Scan		Sonde B-Scan
		Pachymètre		Pachymètre

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositifs médicaux	Type de dispositif médical	Série	Modèle
Ocular Instruments	Lentille / prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	n/a	O2M, O2M-2, O2MA, O2MA-2, O2MFA, O4GF, O4GFA, O4GFA-LR, O4GF-LR, OAIA, OAIY, OAYA, OBBT, OBT-65, OBT-65-90, OBT-O, OBT-TC-10-15, OBT-TC-15-21, OBVT, OCVF, OCVF766, OD-OS, SurA1.0, OG3M, OG3M-10, OG3M-13, OG3M-2, OG3MA, OG3MA-13, OG3MA-2, OG3MF, OG3MFA, OG3MFA-SF-IR, OG3MHD-10, OG3MHD-15, OG3MHD-17, OG3MI, OG3MIA, OG3MP, OG3MPA, OG3MS, OG3MS-2, OG3MSA, OG3MSA-2, OG3MSA-2-IR, OG3MSA-IR, OG3MSFA-IR, OG4MG, OG4MG-15, OG4MG-17, OG4MG-1X, OG4MG-H, OG4MG-LR, OG4MG-LR-15, OG4MG-LR-17, OGBT 30/50, OGF, OGF-2, OGFA, OGFA-2, OGP2, OGP2H, OHBG-1.2.3, OHLSLT, OHLSLT-IR, OHLSLT-IR, OHSA, OI-120M, OI-14, OI-14M, OI-18, OI-18M, OI-20, OI-20M, OI-20MS, OI-222, OI-22M, OI-25M, OI-28, OI-28M, OI-30M, OI-35M, OI-40M, OI-60M, OI-66M, OI-78M, OI-HM, OI-HM-78M, OI-LROP, OIMLT, OIMLTF, OI-SP, OI-SRG428, OI-SRG520, OI-STD, OI-STD-LR, OI-STD, OI-UM, OJK, OJK-2S, OJK-3S, OJKA, OJKF, OJKFA, OJKPY-25, OJKPY-30, OJKY-21, OK4DG, OK4DG-1X, OKBT 20/30, OKL, OKM, OKS, OL1PLTF, OL5SLT, OL5SLTF, OL5SLTF-IR, OL5SLT-IR, OLSA, OLSLT, OLSLTF, OMIC, OMRA-HM, OMRA-HM-2, OMRA-PRP-165, OMRA-PRP-165-2, OMRA-S, OMRA-S-2, OMRA-WF, OMRA-WF-2, OMRA-WFEX, OMSLA, OMV2G, OMV2GF, OMVG200, OMVG200-2, OMVGL, OMVGL-1.5X, OMVGLF, OMVGLF-1.5X, OMVGLF-IR, OMVGL-IR, OMVGLK-2-IR, ONPRP34, OPDSG, OPDSG-2, OPDSG-3, OPDT, OPDT-2, OPIG, OPR-120, OPR-120-2, OPY-12.5, OPY-18, OPY-25, OPYG-12-12, ORMR-1X, ORMR-1X-2, ORMR-1X-P, ORMR-2X, ORMR-2X-2, ORNSA, ORTA, OS4M, OS4M-2, OSIE-17, OSIE-20, OSLO60-2, OSMG, OSMG-2, OSMGA, OSMGA-2, OSMGFA, OSR230, OSR230-13, OT4MG, OT4MGA, OWISA, OWSM, OYFA
Quantel Medical	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	(non spécifié)	Sonde de biométrie 11MHz (Tp-01-b) Sonde ProBeam 11MHz (Tp-02-las) STD-A Sonde 8MHz (STD-A)
		Sonde B-Scan		Sonde 10 MHz (B1) Sonde 15MHz B1) Sonde 20MHz (B-HF) B20 Sonde 20MHz-5A (B20-5A)
		Sonde linéaire		Sonde 50MHz (BHF-50LIN) Sonde 25MHz (BHF-25LIN)
		Pachymètre		Sonde de pachymétrie P1 Sonde de pachymétrie P2
	Accessoire ophtalmique	Coque		Prager Coque
Reichert Technologies	Sonde d'échographie ophtalmique	Pachymètre	(non spécifié)	Pachymètre
Takagi	Lentille / prisme ophtalmique	Prisme de tonomètre	n/a	Prisme de mesure du tonomètre

COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE DE TRISTEL DUO OPH AVEC LES DISPOSITIFS MÉDICAUX OPHTALMIQUES

Fabricant	Groupe de dispositifs médicaux	Type de dispositif médical	Série	Modèle
Tomey	Sonde d'échographie ophtalmique	Sonde A-Scan	(non spécifié)	Sonde A-Scan
		Sonde B-Scan		Sonde B-Scan
		Sonde de biométrie		Sonde de biométrie
		Sonde UBM		Sonde UBM
		Pachymètre		Pachymètre
		Coque		Coupelle pour les yeux
Volk	Lentille / prisme ophtalmique	Lentille ophtalmique	Lentilles BIO	Noir et toutes les couleurs
				ACS
			Série classique	Noir et toutes les couleurs
			Série super	
			Lentilles de la série Digital	
			Lentilles miroirs	Lentilles à 3 miroirs
				Mini lentille à 4 miroirs
				SLT
			Lentilles Gonio de la série G	(tous)
			Verres de contact	Directes et indirectes
			Lentilles chirurgicales pour vitrectomie	Traditionnel
				ACS
	Accessoire ophtalmique	Boîtier de stérilisation	n/a	Boîtier de stérilisation

Avertissement: Référez-vous aux dernières données du fabricant du dispositif sur les nettoyants et désinfectants compatibles. Reportez-vous aux instructions et aux fiches d'entretien des fabricants de dispositifs pour la manipulation correcte des dispositifs pendant le retraitement.

Pour plus de renseignements, contactez l'équipe Tristel par courriel à l'adresse **devices@tristel.com**.

Tristel™

Créé par : Tristel Solutions Ltd, Unit 1b Lynx Business Park,
Fordham Road Snailwell, Newmarket, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com
France : Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T 03 66 88 01 84 - E france@tristel.com - W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique: Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers
T 03 889 26 40 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-fr/
Suisse: Tristel AG, Sandgrube 29, 9050, Appenzell
T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com W www.tristel.com/ch-de/

Pour des informations sur les brevets
Tristel, consultez le site suivant:
<http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions Ltd
Mkt-Val-1847-5
12/MAY/2025