

Tristel Duo[™]

ULT

COMPATIBILITÉ

Compatibilité matérielle de Tristel Duo ULT avec les dispositifs médicaux échographiques

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Alpinion Medical	Sonde échographique endocavitaire	EC3-10 EC3-10H EC3-10T	EC3-10X EV3-10 EV3-10H	EV3-10T EV3-10X
	Sonde échographique cutanée	C1-6 C1-6i C1-6T C5-8 C5-8N C5-8NT IO8-17 IO8-17T L3-12 L3-12H	L3-12HWD L3-12i L3-12T L3-12X L3-8 L3-8i L8-17 L8-17i L8-17X MPI-5X	SC1-4H SC1-4HS SC1-6 SC1-6H SPI-5 SPI-5i SPI-5T SPI-5X SP3-8T
BD (Bard Access Systems)	Sonde échographique cutanée	Site~Rite 8: 20MM Linear Probe, 32MM Linear Probe Prevue™: Linear Probe, Vascular Access Probe		
BK Medical	Sonde échographique endocavitaire	2050 2052 8808 8818 8838	8848 20R3 (9052) 8808e E10C4 (9019) E11C3b (9008)	E13C2 (9029) E14C4 (9067) E14C4t (9018) E14CL4b (9048) X14L4 (9038)
	Sonde échographique intra-opératoire	8809 8814 8815 8816 8824	8862 8863 I12C5 (9034) I12C5b (9024) I14C5I (9015)	I14C5T (9016) N11C5s (9063) N13C5 (9062) N20P6 (9007) X18L5s (9009)
	Sonde échographique intra-opératoire (robotique)	8826	Rob12C4 (9096)	X12C4 (9026)
	Sonde échographique cutanée	10L2w (9022) 13L4w (9011) 14L3 (9051) 18L5 (9070)	5P1 (9077) 6C2 (9040) 6C2s (9023) 8L2 (9032)	9C2 (9002) I14C5T (9026)
Butterfly Network	Sonde échographique portable	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
Canon Medical Systems	Sonde échographique endocavitaire	PVL-715RS PLV-715RST PVT-66IVT PVT-674BT	PVT-68IMVL PVT-770RT PVT-78IVT PVT-78IVTE	PVU-68IMVL PVU-770ST PVU-78IVT PVU-78IVTE
	Sonde échographique intra-opératoire	PLI-2002BT PLT-705BTF PLT-705BTH	PVT-745BTF PVT-745BTH PVT-745BTV	PVU-745BTF PVU-745BTH PVU-745BTV
	Sonde crayon (CW Doppler)	PC-20M		PC-50M

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle				
Canon Medical Systems	Sonde échographique cutanée	PLI-1205BX	PLU-1202BT	PVI-475BT		
		PLI-2004BX	PLU-1204BT	PVI-475BX		
		PLI-705BX	PLU-308BTP	PVI-574BX		
		PLT-1005BT	PLU-704BT	PVT-375BT		
		PLT-1202BT	PLU-704SDT	PVT-375SC		
		PLT-1202S	PSI-30BX	PVT-375ST		
		PLT-1204BT	PSI-30VX	PVT-382BT		
		PLT-1204BX	PSI-40VX	PVT-475BT		
		PLT-1204ST	PSI-50VX	PVT-482BT		
		PLT-308BTP	PSI-70BT	PVT-574BT		
		PLT-308P	PST-25ST	PVT-675MVS		
		PLT-604AT	PST-28BT	PVT-712BT		
		PLT-704AT	PST-30BT	PVU-375BT		
		PLT-704SBT	PST-50BT	PVU-375SDT		
		PLT-704ST	PSU-25BT	PVU-382BT		
		PLT-705BT	PSU-30BT	PVU-382SDT		
		PLT-805AT	PSU-50BT	PVU-674BT		
		PLU-1005BT	PSU-70BT			
Carestream	Sonde échographique endocavitaire	20R3 E10C4	E14C4 E14C4t	E14CL4b		
	Sonde échographique cutanée	10L2w 13L4w 14L3 18L5	18L5s 5P1 6C2 6C2s	9C2 NI3C5		
EchoNous	Sonde échographique cutanée	KOSMOS				
Esaote	Sonde échographique endocavitaire	E 31-12	EC1123	SE 3133		
	Sonde échographique cutanée	AC254I C 1-8 C 2-9 L 3-11 L 4-15	LX 3-15 mC 3-11 P 1-5 P 2-9 P2 3-11	PX 1-5 SL1543 SP2430 SP2730		
Exact Imaging	Sonde échographique endocavitaire	EV29L	EV9C			
E-scopics	Sonde échographique cutanée	e.C5-1				
FUJIFILM Healthcare (Hitachi Aloka)	Sonde échographique pour biopsie	EUP-B314 EUP-B512 EUP-B514 EUP-B712	EUP-B715 UST-5037P-3.5 UST-5039P-3.5 UST-5045P-3.5	UST-5540P-7.5 UST-9113P-3.5 UST-9135P		
		Sonde échographique endocavitaire	ASU-1002 ASU-1003 ASU-1012 ASU-64B ASU-65B ASU-67 C41B C41L47RP C41RP C41V C41VI CC41R	CC41RI CL4416R EUP-V53W EUP-V73W EUP-VV73I EVN4-9 EVN4-9-H UST-665P-5 UST-670P-5 UST-675P UST-676P UST-677P	UST-9112-5 UST-9118 UST-9124 UST-9145 UST-945B-5 UST-945BP-5 UST-952-5 UST-977-5 UST-981-5 UST-981P-5 UST-984-5	
			Sonde échographique intra-opératoire	C22I C22K C22P C22T C25P C4I C42K C42T EUP-F334 EUP-F53I	EUP-O33JA EUP-O53T EUP-O54J EUP-O732T L43K L44K L46K L46KI L51K L53K	S31KP UST-52103 UST-52109 UST-52114P UST-5265-2.5 UST-5266-3.5 UST-5267-5 UST-5268P-5 UST-5274-2.5 UST-533

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
FUJIFILM Healthcare (Hitachi Aloka)	Sonde échographique intra-opératoire	UST-534 UST-536 UST-547 UST-5514DTU-7.5 UST-5521L-7.5 UST-5526L-7.5 UST-5531 UST-5534T-7.5 UST-5542 UST-5543 UST-556I-7.5	UST-556T-7.5 UST-556TU-7.5 UST-5713T UST-574T-7.5 UST-579T-7.5 UST-5819T-5 UST-9104-5 UST-9116P-5 UST-9120 UST-9132I UST-9132T	UST-9133 UST-9146I UST-9146T UST-932-7.5 UST-953P-5 UST-957-7.5 UST-987-7.5 UST-995-7.5 UST-MC1I-873I
	Sonde crayon (CW Doppler)	ASU-35CWD-2	UST-2265-2	UST-2266-5
	Sonde échographique cutanée	ASU-1000B-3.5 ASU-1000C-3.5 ASU-1001 ASU-1005 ASU-1009 ASU-1010 ASU-1011 ASU-1013 ASU-35-3 ASU-35WL-10 ASU-35WSJ-7.5 ASU-36WL-10 C23 C23RV C25 C251 C252 C253 C35 C42 CA2-8AD CA2-8AD-H EUP-C321T EUP-C511 EUP-C514 EUP-C516 EUP-C524 EUP-C532 EUP-C715 EUP-CV714 EUP-L34T EUP-L52 EUP-L53 EUP-L53L EUP-L53S EUP-L54MA EUP-L73S EUP-L74M EUP-L75 EUP-LS85 EUP-S50A EUP-S52 EUP-S63 EUP-S70 EUP-S72 EUP-S80 L34 L35 L44 L44I	L442 L55 L64 S11 S12 S121 S21 S211 S22 S31 S42 SML44 UST-5024N-3.5 UST-5044-3.5 UST-5046-3.5 UST-5047-5 UST-52105 UST-52108 UST-52124 UST-52127 UST-52129 UST-5226D-3.5/2 UST-5255-2.5 UST-5263D-2.5/2 UST-5275-3.5 UST-5276-5 UST-5279-3.5 UST-5281-5 UST-5283-2.5 UST-5284-2.5 UST-5286-2.5 UST-5287-3.5 UST-5292-5 UST-5294-5 UST-5295 UST-5296 UST-5297 UST-5298 UST-5299 UST-5410 UST-5410H UST-5411 UST-5412 UST-5413 UST-5415 UST-5417 UST-5419 UST-5512U-7.5 UST-5515-7.5 UST-5524-5	UST-5524-7.5 UST-5539-7.5 UST-5545 UST-5546 UST-5548 UST-5551 UST-567 UST-568 UST-5710-7.5 UST-5711-7.5 UST-5712 UST-575-7.5 UST-5818-5 UST-9101-7.5 UST-9102-3.5 UST-9102U-3.5 UST-9103-5 UST-9111-5 UST-9115-5 UST-9119 UST-9121 UST-9123 UST-9126 UST-9127 UST-9128 UST-9130 UST-9136U UST-9137 UST-9147 UST-9148 UST-9151 UST-935N-5 UST-943-3.5 UST-944B-3.5 UST-954-5 UST-970-7.5 UST-974-5 UST-975-7.5 UST-978-3.5 UST-979-3.5 UST-980-5 UST-980P-5 UST-988-2.5 UST-989-3.5 UST-990-5 UST-992-5 VC35 VC41V VN4-8 VN4-8-H

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
FUJIFILM SonoSite	Sonde échographique cutanée	C5-1 C10-3 IC10-3	L12-3 L15-4 L19-5	P5-1 L13-6 P11-3
GE Healthcare	Sonde échographique endocavitaire	4DE7C BE9CS BE9CS-D BE9CS-RS E7C8L-RS E8C E8C-RS	E8CS E8CS-RC E8Cs-RS E8CS-SC ERB IC5-9-D IC9-RS	IC9B-RS RIC10-D RIC5-9A-RS RIC5-9-D RIC5-9W-RS RIC6-12-D
	Sonde échographique portable	Vscan: Access Convex Probe Vscan Extend: Dual Probe, Sector Probe		
	Sonde échographique cutanée	10L 10S-RS 11L 11L-D 12L 12L-RS 12L-SC 12S-D 12S-RS 3.5CS 3C-RS 3CRF 3CRF-D 3S 3Sc-RS 3S-RC 3S-RS 3S-SC 4C 4C-D 4C-RS 4C-SC 4D3C-L 4D5C-L 4V-D 4Vc-D 5CS 5S 5S-RS 6S 6S-D	6S-RS 6Vc-D 7S 7S-RS 8C 8C-RS 8L 8L-RS 9L 9L-D 9L-RS AB2-7-RS C1-5-D C1-5-RS C1-6-D C1-6VN-D C2-5-RC C2-9-D C2-9-RS C2-9VN-D C3-10-D C4-8-D eM6C G2 eM6C G3 i12L i12L-RS i739 i739-RS L12n-RS L12n-SC L2-9-D	L2-9VN-D L3-12-D L3-12-RS L4-12t-RS L6-12-RC L6-12-RS L8-18i-D L8-18i-RS L8-18i-SC M4S-RS M5Sc-D M5Sc-RS M6C-D ML4-20-D ML4-20VN-D ML6-15 ML6-15-D ML6-15-RS RAB2-5-D RAB2-5-RS RAB2-6-RS RAB4-8-D RAB4-8-RS RAB6-D RAB6-RS RM7C RNA5-9-D RSP6-16-D RSP6-16-RS T739 T739-RS
Healcerion	Sonde échographique portable	SONON 300C SONON 300L	SONON 500L	
KOELIS	Sonde échographique endocavitaire	K3DEC00-2	K3DEL00	
	Sonde échographique cutanée	K2DAB00	K2DLN00	
Mcube	Scanner vésical	BioCon-1100 BioCon-700 (new probe) BioCon-700 (old probe)	BioCon-900 BioCon-900s	

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Mindray	Sonde échographique endocavitaire	65EC10E 65EB10EA 65EC10EA 65EC10EB 65EC10EC 65EC10ED 65EL60EA 6CVI 6CVIP 6CVIs 6LB7 6LB7E 6LB7P 6LB7s 6LE7 6LE7P 6LE7s 75L50EAV	CB10-4 CB10-4A CB10-4E CB10-4P DE11-3E ELC10-4 ELC13-4s ELC13-4U SV10-2s SV10-2U V10-4 V10-4B V10-4BP V10-4Bs V10-4m V10-4m-B V10-4P V10-4s	V11-3 V11-3B V11-3BE V11-3E V11-3H V11-3HB V11-3HBE V11-3HBs V11-3HE V11-3Hs V11-3HU V11-3m V11-3m-B V11-3s V11-3WE V11-3Ws
	Sonde échographique intra-opératoire	7LT4 7LT4E	7LT4P	7LT4s
	Sonde échographique cutanée	10L24EA 10L4 10L4s 2P2 2P2P 2P2s 35C20EA 35C50EA 35C50EB 35C50P 3C1 3C1P 3C1s 3C5 3C5A 3C5P 3C5s 65C15EA 65C15EAV 6C2 6C2P 6C2s 75L38EA 75L38EB 75L38P 75L53EA 75L60EA 75LT38EA 7L4 7L4A 7L4B 7L4BP 7L4Bs 7L4P 7L4s 7L5 7L5P 7L5s 7L6 7L6s C11-3 C11-3E C11-3s	C11-3U C5-1 C5-1E C5-1m C5-1s C5-1U C5-2 C5-2E C5-2m C5-2s C6-1 C6-1m C6-2 C6-2E C6-2GE C6-2Gs C6-2GU C6-2P C6-2s C7-3E D6-2 D6-2A D6-2B D6-2EA D6-2m D6-2P D7-2 D7-2E D7-2m D7-2s DE11-3 DE11-3P DE11-3s DE11-3U DE11-3WE DE11-3Ws DE11-3WU DE13-5WU L11-3U L11-3VNs L11-4 L11-4s L12-3	L12-3E L12-3m L12-3m-e L12-3s L12-3Wm L12-4 L12-4s L13-3 L13-3m L13-3N L13-3Ns L13-3s L13-3WE L13-3Ws L13-3WU L14-3 L14-3s L14-3W L14-3WE L14-3WS L14-3WU L14-6 L14-6N L14-6NE L14-6NP L14-6Ns L14-6P L14-6s L14-6WE L14-6Ws L14-6WU L15-3WE L15-3Ws L15-3WU L18-5WU L18-6m L24-6Hs L24-6RCs L7-3 L7-3E L7-3s L9-3 L9-3E

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Mindray	Sonde échographique cutanée	L9-3m	P4-2s	SD8-1
		L9-3s	P8-2	SD8-1E
		L9-3U	P8-2m	SD8-1s
		LM14-6E	P8-2s	SD8-1U
		LM14-6s	P8-2U	SDE10-2Ws
		LM16-4U	SC5-1E	SDE10-2WU
		LM18-5WU	SC5-1N	SDE14-3LU
		LM24-6WU	SC5-1NE	SDM9-2U
		mC11-3m	SC5-1Ns	SL10-3s
		mC5-2m	SC5-1U	SP5-1
		P10-4	SC6-1E	SP5-1E
		P10-4E	SC6-1GU	SP5-1m
		P10-4m	SC6-1s	SP5-1N
		P10-4s	SC6-1U	SP5-1Ns
		P10-4U	SC7-1s	SP5-1s
		P4-2	SC7-1U	SP5-1U
		P4-2E	SC9-2s	SP9-2U
		P4-2m	SC9-2U	SPM6-1U
		P4-2NE	SCM4-1U	USLM10-3
		P4-2Ns	SCM7-1U	XP5-1U
NIPRO CANADA	Sonde échographique portable	IP-ECHO™		
Philips	Sonde échographique endocavitaire	3D9-3v BP10-5ec C10-3v C10-4ec	C8-4v (p/n 4535611 72923 ~, p/n 4535612 87502 ~) C9-3v	C9-4EC C9-4v C9-4v Compact C9-5ec
	Sonde échographique portable	Lumify: C5-2, L12-4, S4-1		
	Sonde échographique cutanée	3D6-2	L12-5 50 mm	S8
		3D8-4	L12-5 50 mm	S8-3
		C5-1	Compact	S8-3 Compact
		C5-2	L17-5	S9-2
		C6-2 Compact	L8-4	TCD
		C6-3	L9-3	V6-2
		C8-5 Compact	S12	V8-4
		C9-2	S12-4	V9-2
C9-3io		S12-4 Compact	X3-1	
C9-4		S3-1	X4	
eL18-4 EMT	S4-1	X5-1c		
L11-3	S4-2	X7-2		
L12-3ERGO	S4-2 Compact	X7-3		
L12-4 Compact	S5-1	X7-4		
L12-5 38 mm	S5-2	XL14-3		
Philips	Sonde pour accès vasculaire	C6-2	L12-5	VL13-5 Compact
		C8-5	L12-5 Compact	mC12-3
		eL18-4	L15-7io	mC7-2
		L12-3	L18-5	X5-1
		L12-4	VL13-5	X6-1
Quantel Medical	Sonde échographique cutanée	EVOTOUCH / EVOTOUCH+		
Samsung Healthcare	Sonde échographique endocavitaire	3D4-9	EA2-11AVE	EV3-10B
		3D4-9ES	EA2-11AVD	EV4-9/10ED
		E3-12A	EA2-11AVE	EVN4-9
		EA2-11AR	EA2-11B	EVN4-9/10ED
		EA2-11ARD	EC4-9	miniER7
		EA2-11ARE	EC4-9IS	V5-9
		EA2-11AV	ER4-9/10ED	VR5-9
		EA2-11AVD	EV2-10A	

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Samsung Healthcare	Sonde échographique cutanée	3DC2-6	CF2-8	LA3-14A
		C2-5	CMV1-10	LA3-14AD
		C2-6	CN4-9	LA3-16A
		C2-6IC	CMV1-10	LA3-16AD
		C2-8	CN4-9	LA3-16AI
		C2-8ED	CV1-8A	LA4-18B
		CA1-7A	CV1-8AD	LA4-18BD
		CA1-7AD	CV1-8AE	LF5-13
		CA1-7S	EV-12	LM2-18
		CA1-7SD	L3-12A	LM4-15B
		CA2-6BM	L3-8	LS6-15
		CA2-8A	L5-13	PA1-5A
		CA2-8AD	L5-13IS	PA1-5AD
		CA2-9A	L7-16	SP3-8
		CA2-9AD	L7-16IS	VN4-8
		CA3-10A	LA2-14A	
		CA4-10M	LA2-9S	
Siemens Healthineers	Sonde échographique endocavitaire	10MC3 ACUSON Maple ACUSON Juniper	10MC3 ACUSON NX Series	
	Sonde échographique cutanée	10EV3	4C1	9C3 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia
		10L4	4P1	9L4
		10V4 ACUSON Juniper	4V1 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin	CH5-2 ACUSON NX Series
		10V4 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin	4V1 ACUSON S Family	CH5-2 ACUSON P500
		10V4 ACUSON S Family, ACUSON SC2000	4V1c	DAX
		11L4 ACUSON Juniper	5C1	EC9-4 ACUSON NX Series
		11L4 ACUSON NX3 Series	5C1 (S/N ≤ 2108XXXX) 5C1 (S/N ≥ 2109XXXX)	EC9-4 ACUSON P500
		11M3 ACUSON Sequoia	5C1a	P4-2 ACUSON Maple, ACUSON Juniper, ACUSON P500
		12L3 ACUSON Juniper	5P1	P4-2 ACUSON NX Series
		12L4	5V1	
		13L4	5VT	P8-4 (S/N ≤ 72915007) ACUSON NX3 Elite,
		14L4	5Z1	
		14L4a	6C1	P8-4 (S/N ≤ 72915007) ACUSON P500
		14L5 SP	6C1 HD	
		14L5 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin	6C1 HD (S/N ≤ 80450033) (S/N ≥ 80450034)	P8-4 (S/N ≤ 72915007) ACUSON P500
		14L5 ACUSON S Family	6C2	P8-4 (S/N ≥ 72915008) ACUSON NX3 Elite
		15L4	7C2	P8-4 (S/N ≥ 72915008) ACUSON P500
		16L4	7L2	
		18H6	8C3 HD (S/N ≤ 2201XXXX) (S/N ≥ 2202XXXX),	VF10-5 ACUSON NX Series
		18L6 HD	8C3 HD	VF10-5 ACUSON P500
		18L6 HD (S/N ≤ 82925016)	8V3 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin,	VF12-4 ACUSON NX3 Series
		18L6 HD (S/N ≥ 82925017)	8V3 ACUSON S Family, ACUSON SC2000	VF13-5
		18L6 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia	8V4	VF13-5SP
			9C2	VF16-5 ACUSON NX3 Eite
				VF16-5 ACUSON P500

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
SonoScape	Sonde échographique endocavitaire	6V1 6V1A 6V2A 6V3 6V3A 6V4 6V5	6V7 6V-A BCC9-4 BCC9-5 BCL10-5 C3-10V EC2	EC9-5 L561V L761V VE3-10 VE9-5
	Sonde échographique cutanée	10L1 12L-A 12L-B 12P-A 12P-B 13L-A 18L-A 2P1 2P2 3C-A 3C-B 3P1 3P-A 4P-A 4P-B 5P1 5P2 5V1 6CT4 7P-A 7P-B 8P1 8V-A 9L-A	C1-6 C1-6A C2-9 C311 C312 C321 C322 C343 C344 C345 C351 C352 C353 C354 C361 C362 C5-1 C511 C521 C541 C542 C543 C544 C611	C612 C613 C721 C9-5 L541 L662V L741 L741V L742 L743 L744 L745 L746 L751 L752 ML3-18 P5-1 SI-5 VC2-9 VC2-9A VC311 VC6-2 VC8-3 VL12-5
Supersonic Imagine	Sonde échographique endocavitaire	SE12-3		
	Sonde échographique cutanée	SC6-1 SL10-2	SL15-4 SL18-5	SMC12-3
The Prometheus Group	Scanner vésical	GP 3.5MHz		
	Sonde échographique endocavitaire	360° ER 12MHz		
	Sonde échographique cutanée	GP-C01 3.5-7.5MHz SP-L01 5-10MHz		
Verathon	Scanner vésical	BladderScan Prime Plus		

Avertissement: Référez-vous aux dernières données du fabricant du dispositif sur les nettoyants et désinfectants compatibles. Reportez-vous aux instructions et aux fiches d'entretien des fabricants de dispositifs pour la manipulation correcte des dispositifs pendant le retraitement.

Pour plus de renseignements, contactez l'équipe Tristel par courriel à l'adresse devices@tristel.com

Tristel™

Établi par: Tristel Solutions Limited, Unit 1b, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 – E mail@tristel.com – W www.tristel.com

Pour des informations sur les brevets Tristel, consultez :
<http://www.our-patents.info/tristel>

France : Tristel SaS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T +33 366880184 – E france@tristel.com – W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique : Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers
T +32 38892640 – E belgium@tristel.com – W www.tristel.com/be-fr/

Suisse : Tristel AG, Sandgrube 29, 9050, Appenzell
T +41 715670658 – E schweiz@tristel.com W www.tristel.com/ch-de/

Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Vol-2576-3
12/MAY/2025