

Tristel DuoTM

ULT

COMPATIBILITÉ

Compatibilité matérielle de Tristel Duo ULT avec les dispositifs médicaux échographiques

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Alpinion Medical	Sonde échographique endocavitaire	EC3-10 EC3-10H EC3-10T	EC3-10X EV3-10 EV3-10H	EV3-10T EV3-10X
	Sonde échographique cutanée	C1-6 C1-6i C1-6T C5-8 C5-8N C5-8NT IO8-17 IO8-17T L3-12 L3-12H	L3-12HWD L3-12i L3-12T L3-12X L3-8 L3-8i L8-17 L8-17i L8-17X MPI-5X	SC1-4H SC1-4HS SC1-6 SC1-6H SPI-5 SPI-5i SPI-5T SPI-5X SP3-8T
BD (Bard Access Systems)	Sonde échographique cutanée	Site~Rite 8: 20MM Linear Probe, 32MM Linear Probe Prevue™: Linear Probe, Vascular Access Probe		
BK Medical	Sonde échographique endocavitaire	2050 2052 8808 8818 8838	8848 20R3 (9052) 8808e E10C4 (9019) E11C3b (9008)	E13C2 (9029) E14C4 (9067) E14C4t (9018) E14CL4b (9048) X14L4 (9038)
	Sonde échographique intra-opératoire	8809 8814 8815 8816 8824	8862 8863 I12C5 (9034) I12C5b (9024) I14C5I (9015)	I14C5T (9016) N11C5s (9063) N13C5 (9062) N20P6 (9007) X18L5s (9009)
	Sonde échographique intra-opératoire (robotique)	8826	Rob12C4 (9096)	X12C4 (9026)
	Sonde échographique cutanée	10L2w (9022) 13L4w (9011) 14L3 (9051) 18L5 (9070)	5P1 (9077) 6C2 (9040) 6C2s (9023) 8L2 (9032)	9C2 (9002) I14C5T (9026)
Butterfly Network	Sonde échographique portable	Butterfly iQ	Butterfly iQ+	Butterfly iQ3
Canon Medical Systems	Sonde échographique endocavitaire	PVL-715RS PVT-661VT PVT-674BT PVT-681MVL	PVT-770RT PVT-781VT PVT-781VTE PVU-681MVL	PVU-770ST PVU-781VT PVU-781VTE
	Sonde échographique intra-opératoire	PLI-2002BT PLT-705BTF PLT-705BTH	PVT-745BTF PVT-745BTH PVT-745BTV	PVU-745BTF PVU-745BTH PVU-745BTV
	Sonde crayon (CW Doppler)	PC-20M		PC-50M

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Canon Medical Systems	Sonde échographique cutanée	PLI-1205BX	PLU-1202BT	PVI-475BT
		PLI-2004BX	PLU-1204BT	PVI-475BX
		PLI-705BX	PLU-308BTP	PVI-574BX
		PLT-1005BT	PLU-704BT	PVT-375BT
		PLT-1202BT	PLU-704SDT	PVT-375SC
		PLT-1202S	PSI-30BX	PVT-375ST
		PLT-1204BT	PSI-30VX	PVT-382BT
		PLT-1204BX	PSI-40VX	PVT-475BT
		PLT-1204ST	PSI-50VX	PVT-482BT
		PLT-308BTP	PSI-70BT	PVT-574BT
		PLT-308P	PST-25ST	PVT-675MVS
		PLT-604AT	PST-28BT	PVT-712BT
		PLT-704AT	PST-30BT	PVU-375BT
		PLT-704SBT	PST-50BT	PVU-375SDT
		PLT-704ST	PSU-25BT	PVU-382BT
		PLT-705BT	PSU-30BT	PVU-382SDT
		PLT-805AT	PSU-50BT	PVU-674BT
		PLU-1005BT	PSU-70BT	
Carestream	Sonde échographique endocavitaire	20R3 E10C4	E14C4 E14C4t	E14CL4b
	Sonde échographique cutanée	10L2w 13L4w 14L3 18L5	18L5s 5P1 6C2 6C2s	9C2 N13C5
Esaote	Sonde échographique endocavitaire	E 3I-12	EC1I23	SE 3I33
	Sonde échographique cutanée	AC254I C 1-8 C 2-9 L 3-1I L 4-15	LX 3-15 mC 3-1I P 1-5 P 2-9 P2 3-1I	PX 1-5 SLI543 SP2430 SP2730
Exact Imaging	Sonde échographique endocavitaire	EV9C		EV29L
FUJIFILM Healthcare (Hitachi Aloka)	Sonde échographique pour biopsie	EUP-B314 EUP-B512 EUP-B514 EUP-B712	EUP-B715 UST-5037P-3.5 UST-5039P-3.5 UST-5045P-3.5	UST-5540P-7.5 UST-9113P-3.5 UST-9135P
		ASU-1002 ASU-1003 ASU-1012 ASU-64B ASU-65B ASU-67 C41B C41L47RP C41RP C41V C41VI CC41R	CC41R1 CL4416R EUP-V53W EUP-V73W EUP-VV73I EVN4-9 EVN4-9-H UST-665P-5 UST-670P-5 UST-675P UST-676P UST-677P	UST-9112-5 UST-9118 UST-9124 UST-9145 UST-945B-5 UST-945BP-5 UST-952-5 UST-977-5 UST-981-5 UST-981P-5 UST-984-5
	Sonde échographique endocavitaire	C22I C22K C22P C22T C25P C4I C42K C42T EUP-F334 EUP-F53I EUP-O33JA EUP-O53T	EUP-O54J EUP-O732T L43K L44K L46K L46KI L51K L53K S3IKP UST-52103 UST-52109 UST-52114P	UST-5265-2.5 UST-5266-3.5 UST-5267-5 UST-5268P-5 UST-5274-2.5 UST-533 UST-534 UST-536 UST-547 UST-5514DTU-7.5 UST-5521L-7.5 UST-5526L-7.5

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
FUJIFILM Healthcare (Hitachi Aloka)	Sonde échographique intra-opératoire	UST-5531 UST-5534T-7.5 UST-5542 UST-5543 UST-556I-7.5 UST-556T-7.5 UST-556TU-7.5 UST-57I3T	UST-574T-7.5 UST-579T-7.5 UST-5819T-5 UST-91I6P-5 UST-9I20 UST-9I32I UST-9I32T UST-9I33	UST-9I46I UST-9I46T UST-932-7.5 UST-953P-5 UST-957-7.5 UST-987-7.5 UST-995-7.5 UST-MCII-873I
	Sonde crayon (CW Doppler)	ASU-35CWD-2	UST-2265-2	UST-2266-5
	Sonde échographique cutanée	ASU-1000B-3.5 ASU-1000C-3.5 ASU-100I ASU-1005 ASU-1009 ASU-10I0 ASU-10I1 ASU-10I3 ASU-35-3 ASU-35WL-10 ASU-35WSJ-7.5 ASU-36WL-10 C25 C25I C252 C35 C42 CA2-8AD CA2-8AD-H EUP-C32IT EUP-C5I1 EUP-C5I4 EUP-C5I6 EUP-C524 EUP-C532 EUP-C7I5 EUP-CV7I4 EUP-L34T EUP-L52 EUP-L53 EUP-L53L EUP-L53S EUP-L54MA EUP-L73S EUP-L74M EUP-L75 EUP-LS85 EUP-S50A EUP-S52 EUP-S63 EUP-S70 EUP-S72 EUP-S80 L34 L44 L44I L55 L64 SI2 SI2I S2I S2II S22	S3I S42 SML44 UST-5024N-3.5 UST-5044-3.5 UST-5046-3.5 UST-5047-5 UST-52I05 UST-52I08 UST-52I24 UST-52I27 UST-52I29 UST-5226D-3.5/2 UST-5255-2.5 UST-5263D-2.5/2 UST-5275-3.5 UST-5276-5 UST-5279-3.5 UST-528I-5 UST-5283-2.5 UST-5284-2.5 UST-5286-2.5 UST-5287-3.5 UST-5292-5 UST-5294-5 UST-5295 UST-5296 UST-5297 UST-5298 UST-5299 UST-54I0 UST-54I0H UST-54I1 UST-54I2 UST-54I3 UST-54I5 UST-54I7 UST-54I9 UST-55I2U-7.5 UST-55I5-7.5 UST-5524-5 UST-5524-7.5 UST-5539-7.5 UST-5545 UST-5546 UST-5548 UST-555I UST-567 UST-567 UST-568 UST-568 UST-57I0-7.5 UST-57I0-7.5	UST-57II-7.5 UST-57II-7.5 UST-57I2 UST-57I2 UST-575-7.5 UST-575-7.5 UST-58I8-5 UST-58I8-5 UST-9I0I-7.5 UST-9I0I-7.5 UST-9I02-3.5 UST-9I02-3.5 UST-9I02U-3.5 UST-9I02U-3.5 UST-9I03-5 UST-9I03-5 UST-9I1I-5 UST-9I1I-5 UST-9I15-5 UST-9I15-5 UST-9I19 UST-9I19 UST-9I2I UST-9I2I UST-9I23 UST-9I23 UST-9I26 UST-9I27 UST-9I28 UST-9I30 UST-9I36U UST-9I37 UST-9I47 UST-9I48 UST-9I5I UST-935N-5 UST-943-3.5 UST-944B-3.5 UST-954-5 UST-970-7.5 UST-974-5 UST-975-7.5 UST-978-3.5 UST-979-3.5 UST-980-5 UST-980P-5 UST-988-2.5 UST-989-3.5 UST-990-5 UST-992-5 VC4IV VN4-8 VN4-8-H

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
FUJIFILM SonoSite	Sonde échographique cutanée	C5-1 C10-3 IC10-3	L12-3 L15-4 L19-5	P5-1 L13-6 P11-3
GE Healthcare	Sonde échographique endocavitaire	4DE7C BE9CS BE9CS-D BE9CS-RS E7C8L-RS E8C E8C-RS	E8CS E8CS-RC E8Cs-RS E8CS-SC ERB IC5-9-D IC9-RS	IC9B-RS RIC10-D RIC5-9A-RS RIC5-9-D RIC5-9W-RS RIC6-12-D
	Sonde échographique portable	Vscan: Access Convex Probe Vscan Extend: Dual Probe, Sector Probe		
	Sonde échographique cutanée	10L 10S-RS 11L 11L-D 12L 12L-RS 12L-SC 12S-D 12S-RS 3.5CS 3C-RS 3CRF 3CRF-D 3S 3Sc-RS 3S-RC 3S-RS 3S-SC 4C 4C-D 4C-RS 4C-SC 4D3C-L 4D5C-L 4V-D 4Vc-D 5CS 5S 5S-RS 6S 6S-D	6S-RS 6Vc-D 7S 7S-RS 8C 8C-RS 8L 8L-RS 9L 9L-D 9L-RS AB2-7-RS C1-5-D C1-5-RS C1-6-D C1-6VN-D C2-5-RC C2-9-D C2-9-RS C2-9VN-D C3-10-D C4-8-D eM6C G2 eM6C G3 i12L i12L-RS i739 i739-RS L12n-RS L12n-SC L2-9-D	L2-9VN-D L3-12-D L3-12-RS L4-12t-RS L6-12-RC L6-12-RS L8-18i-D L8-18i-RS L8-18i-SC M4S-RS M5Sc-D M5Sc-RS M6C-D ML4-20-D ML4-20VN-D ML6-I5 ML6-15-D ML6-15-RS RAB2-5-D RAB2-5-RS RAB2-6-RS RAB4-8-D RAB4-8-RS RAB6-D RAB6-RS RM7C RNA5-9-D RSP6-16-D RSP6-16-RS T739 T739-RS
KOELIS	Sonde échographique endocavitaire	K3DEC00-2		K3DEL00
	Sonde échographique cutanée	K2DAB00		K2DLN00
Healcerion	Sonde échographique portable	SONON 300C SONON 300L		SONON 500L
Mcube	Scanner vésical	BioCon-1100 BioCon-700 (new probe) BioCon-700 (old probe)		BioCon-900 BioCon-900s

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Mindray	Sonde échographique endocavitaire	65EC10E 65EB10EA 65EC10EA 65EC10EB 65EC10EC 65EC10ED 65EL60EA 6CVI 6CVIP 6CVIs 6LB7 6LB7E 6LB7P 6LB7s 6LE7	6LE7P 6LE7s 75L50EAV CB10-4 CB10-4A CB10-4E CB10-4P DE11-3E V10-4 V10-4B V10-4BP V10-4Bs V10-4P V10-4s V11-3	V11-3B V11-3BE V11-3E V11-3H V11-3HB V11-3HBs V11-3HE V11-3Hs V11-3HU V11-3s V11-3WE V11-3Ws
	Sonde échographique intra-opératoire	7LT4 7LT4E	7LT4P	7LT4s
	Sonde échographique cutanée	10L24EA 10L4 10L4s 2P2 2P2P 2P2s 35C20EA 35C50EA 35C50EB 35C50P 3C1 3C1P 3C1s 3C5 3C5A 3C5P 3C5s 65C15EA 65C15EAV 6C2 6C2P 6C2s 75L38EA 75L38EB 75L38P 75L53EA 75L60EA 75LT38EA 7L4 7L4A 7L4B 7L4BP 7L4Bs 7L4P 7L4s 7L5 7L5P 7L5s 7L6 7L6s C11-3 C11-3E C11-3s C11-3U C5-1 C5-1E C5-1s C5-1U	C5-2 C5-2E C5-2s C6-2 C6-2E C6-2GE C6-2Gs C6-2GU C6-2P C6-2s C7-3E D6-2 D6-2B D6-2EA D6-2P D7-2 D7-2E D7-2s DE11-3 DE11-3P DE11-3s DE11-3U DE11-3WE DE11-3Ws DE11-3WU L11-3U L11-3VNs L11-4 L11-4s L12-3 L12-3E L12-3s L12-4 L12-4s L13-3 L13-3N L13-3Ns L13-3s L13-3WE L13-3WU L14-3s L14-3W L14-3WE L14-3WS L14-3WU L14-6 L14-6N L14-6NE	L14-6NP L14-6Ns L14-6P L14-6s L14-6WE L14-6Ws L14-6WU L7-3 L7-3E L7-3s L9-3 L9-3E L9-3s L9-3U LM14-6E LM14-6s LM16-4U P10-4 P10-4E P10-4s P10-4U P4-2 P4-2E P4-2NE P4-2Ns P4-2s P8-2 P8-2s P8-2U SC5-1E SC5-1N SC5-1NE SC5-1Ns SC5-1U SC6-1E SC6-1s SC6-1U SD8-1 SD8-1E SD8-1s SD8-1U SP5-1 SP5-1E SP5-1N SP5-1Ns SP5-1s SP5-1U SP9-2U

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
NIPRO CANADA	Sonde échographique portable	IP-ECHO™		
Philips	Sonde échographique endocavitaire	3D9-3v BP10-5ec C10-3v C10-4ec	C8-4v (p/n 4535611 72923 ~, p/n 4535612 87502 ~) C9-3v	C9-4v C9-4v Compact C9-5ec
	Sonde échographique portable	Lumify: C5-2, L12-4, S4-1		
	Sonde échographique cutanée	3D6-2 3D8-4 C5-1 C5-2 C6-2 Compact C6-3 C8-5 Compact C9-2 C9-3io C9-4 L11-3	L12-4 Compact L17-5 L18-5 L9-3 S12-4 S12-4 Compact S3-1 S4-2 S4-2 Compact S5-1 S5-2	S8-3 S8-3 Compact S9-2 V6-2 V8-4 V9-2 X3-1 X4 X7-2 X7-3 X7-4
	Sonde pour accès vasculaire	C6-2 C8-5 eL18-4 L12-3 L12-4	L12-5 L12-5 Compact L15-7io L18-5 VL13-5	mC12-3 X5-1 X6-1
Quantel Medical	Sonde échographique cutanée	EVOTOUCH / EVOTOUCH+		
Samsung Healthcare	Sonde échographique endocavitaire	3D4-9 3D4-9ES E3-12A EA2-11AR EA2-11ARD EA2-11ARE EA2-11AV	EA2-11AVD EA2-11AVE EA2-11B EC4-9 EC4-9IS ER4-9/10ED EV2-10A	EV3-10B EV4-9/10ED EVN4-9 EVN4-9/10ED miniER7 V5-9 VR5-9
	Sonde échographique cutanée	3DC2-6 C2-5 C2-6 C2-6IC C2-8 C2-8ED CA1-7A CA1-7AD CA1-7S CA1-7SD CA2-6BM CA2-8A CA2-8AD CA2-9A CA2-9AD CA3-10A CA4-10M	CF2-8 CMV1-10 CN4-9 CV1-8A CV1-8AD CV1-8AE L3-12A L3-8 L5-13 L5-13IS L7-16 L7-16IS LA2-9S LA2-14A LA3-14A LA3-14AD LA3-16A	LA3-16AD LA3-16AI LA4-18B LA4-18BD LF5-13 LM2-18 LM4-15B LS6-15 PA1-5A PA1-5AD SP3-8 VN4-8

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
Siemens Healthineers	Sonde échographique endocavitaire	10MC3 ACUSON Maple, ACUSON Juniper	10MC3 ACUSON NX Series	
	Sonde échographique cutanée	10EV3	4C1	9C3 ACUSON
		10L4	4P1	Redwood, ACUSON Sequoia,
		10V4 ACUSON Juniper	4V1 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin	9L4
		10V4 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin	4V1 ACUSON S Family	CH5-2 ACUSON NX Series
		10V4 ACUSON S Family, ACUSON SC2000	4V1c	CH5-2 ACUSON P500
			5C1	DAX
		11L4 ACUSON Juniper	5C1 (S/N ≤ 2108XXXX)	EC9-4 ACUSON NX Series
		11L4 ACUSON NX3 Series	5C1 (S/N ≥ 2109XXXX)	EC9-4 ACUSON P500
			5C1a	P4-2 ACUSON Maple
		11M3 ACUSON Sequoia	5P1	ACUSON Juniper
		12L3 ACUSON Juniper	5V1	ACUSON P500
		12L4	5VT	P4-2 ACUSON NX Series
		13L4	5Z1	P8-4
		14L4	6C1 HD	(S/N ≤ 72915007) ACUSON NX3 Elite,
		14L4a	6C1 HD	P8-4
		14L5 SP	(S/N ≤ 80450033)	(S/N ≤ 72915007) ACUSON P500
		14L5 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin	6C1 HD (S/N ≥ 80450034)	P8-4 (S/N ≥ 72915008) ACUSON NX3 Elite
		14L5 ACUSON S Family	6C2	P8-4 (S/N ≥ 72915008) ACUSON P500
			7C2	
		15L4	7L2	
		16L4	8C3 HD (S/N ≤ 2201XXXX)	VF10-5 ACUSON NX Series
		18H6	8C3 HD (S/N ≥ 2202XXXX),	VF10-5 ACUSON P500
		18L6 HD	8V3 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia, ACUSON Origin,	VF12-4 ACUSON NX3 Series
		18L6 HD (S/N ≤ 82925016)	8V3 ACUSON S Family, ACUSON SC2000	VF13-5
		18L6 HD (S/N ≥ 82925017)		VF13-5SP
		18L6 ACUSON Redwood, ACUSON Sequoia	8V4	VF16-5 ACUSON NX3 Elite
			9C2	VF16-5 ACUSON P500

Fabricant	Type de dispositif médical	Modèle		
SonoScape	Sonde échographique endocavitaire	6V1 6V1A 6V2A 6V3 6V3A 6V4 6V5	6V7 6V-A BCC9-4 BCC9-5 BCL10-5 C3-10V EC2	EC9-5 L561V L761V VE3-10 VE9-5
	Sonde échographique cutanée	10L1 12L-A 12L-B 12P-A 12P-B 13L-A 18L-A 2P1 2P2 3C-A 3C-B 3P1 3P-A 4P-A 4P-B 5P1 5P2 5V1 6CT4 7P-A 7P-B 8P1 8V-A 9L-A	C1-6 C1-6A C2-9 C311 C312 C321 C322 C343 C344 C345 C351 C352 C353 C354 C361 C362 C5-1 C511 C521 C541 C542 C543 C544 C611	C612 C613 C721 C9-5 L541 L662V L741 L741V L742 L743 L744 L745 L746 L751 L752 ML3-18 P5-1 SI-5 VC2-9 VC2-9A VC311 VC6-2 VC8-3 VL12-5
Supersonic Imagine	Sonde échographique endocavitaire	SE12-3		
	Sonde échographique cutanée	SC6-1 SL10-2	SL15-4 SL18-5	SMC12-3
Verathon	Scanner vésical	BladderScan Prime Plus		

Tristel™

Établi par: Tristel Solutions Limited, Unit 1b, Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

Pour des informations sur les brevets Tristel, consultez :
<http://www.our-patents.info/tristel>

France : Tristel SAS, 130, Boulevard de la Liberté, 59000 Lille
T +33 366880184 - E france@tristel.com - W www.tristel.com/fr-fr/

Belgique : Tristel SA, Smallandlaan 14 B, 2660 Anvers
T +32 38892640 - E belgium@tristel.com - W www.tristel.com/be-fr/

Suisse : Tristel AG, Sandgrube 29, 9050, Appenzell
T +41 715670658 - E schweiz@tristel.com W www.tristel.com/ch-de/

Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Val-2576-2
27/SEP/2024