

LA CONSAPEVOLEZZA PRENDE COLORE

Tristel™
VISI
COMBINATION
PACK

Detersione e disinfezione
diventano VISIBILI

- ✓ Convalida
visiva
- ✓ Protocollo
riproducibile
- ✓ Procedure
complete




TECNOLOGIA ClO₂ TRISTEL + DETERGENTE COLORATO

Manuale o automatica, la prima fase della procedura di alta disinfezione è un'accurata detersione manuale. Rendere queste fasi **non solo semplici ma anche visibili** conferisce all'operatore **sicurezza** attraverso la **convalida visiva di ogni azione**:

applicando il VISICLEAN si deterge e al tempo stesso si colora la sonda;
applicando il DUO ULT si disinfetta rimuovendo il colore.

Azioni visibili. Risultati affidabili!



COME FUNZIONA?

01

TRISTEL
VISICLEAN



Applica il detergente sul cavo, sul manico e sulla sonda. Il colore conferma l'area trattata

02

TRISTEL
DUO ULT



Applica il disinfettante di alto livello. La rimozione del colore conferma l'azione ossidante del ClO₂ Tristel

3T
TRACCIABILITÀ
DIGITALE



Tracciabilità digitale per ogni reprocessing con la piattaforma 3T

Fai riferimento alle Istruzioni per l'Uso per il protocollo completo.

Il Combination Pack contiene:

1 x VISICLEAN, 1 x Tristel DUO ULT, 1 x Tristel DRY WIPES

Codice Prodotto: TSL025001



SCAN HERE

Per approfondimenti su
VISICLEAN Combination Pack

Tristel™

Tristel Italia s.r.l.,
C.D. Colleoni, Palazzo Astrolabio 20864
Agrate Brianza (MB) T 051 0014912
E infoitalia@tristel.com W www.tristel.it