

DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO PER DISPOSITIVI DI OCULISTICA

Tristel
**DUO
OPH™**



TECNOLOGIA
CIO₂ TRISTEL



- ✓ Compatibile con Volk, Haag-Streit, Ocular Instruments, Zeiss e molti altri
- ✓ Tempo di contatto unico di **30 secondi**
- ✓ Tracciabilità digitale completa
- ✓ A portata di mano

RISCHIO INFETTIVO & PREVENZIONE

Gli strumenti di oculistica sono **dispositivi medici semi-critici e necessitano della disinfezione di alto livello (HLD)**. La contaminazione persiste sugli strumenti nonostante la disinfezione di basso livello.

È accertato che i tonometri siano fonte di **focolai nosocomiali oftalmici** associati ad esempio agli adenovirus. Il virus essiccato persiste in vita fino a 49 giorni su superfici di plastica o metallo asciutte.¹



Perché scegliere Tristel DUO OPH:

- ✓ Compatibilità certificata dai maggiori produttori di dispositivi medici oftalmici
- ✓ Efficace contro patogeni di interesse come *A. castellanii*, *S. aureus* resistente alla meticillina (MRSA), Herpes Simplex Virus, *P. aeruginosa* e gli adenovirus
- ✓ Protocolli più veloci e pratici. Senza compromessi
- ✓ Idonei anche per ambienti critici come Unità di Terapia Intensiva, incluse quelle neonatali

Tristel™

Tristel Italia s.r.l.,
C.D. Colleoni, Palazzo Astrolabio 20864
Agrate Brianza (MB) T 051 0014912
E infoitalia@tristel.com W www.tristel.it

SCAN HERE

Per approfondimenti
su Tristel DUO OPH



¹ Junk AK, et al. Disinfection of Tonometers: A Report by the American Academy of Ophthalmology. *Ophthalmology*. 2017 Dec; 124(12):1867-1875. doi: 10.1016/j.ophtha.2017.05.033.