

LA TECNOLOGIA EFFICACE CONTRO HPV E MDRO A PORTATA DI MANO IN UN UNICO KIT

Tristel
ULT
COMBINATION
PACK



Protocollo
semplice e
tracciabile

Reprocessing
completo

Compatibilità
ufficiale

RISCHIO INFETTIVO & PREVENZIONE


Le sonde ecografiche endocavitarie sono **dispositivi invasivi semi-critici** e necessitano della **disinfezione di alto livello (HLD)**, anche se si utilizzano i coprisonda.

Manuale o automatica, la **procedura inizia** con un'**accurata deterzione manuale**, seguita da risciacquo e dalla fase di disinfezione HLD.

Tristel ULT Combination Pack include la **fase detergente** e **HLD**, entrambe senza necessità di risciacquo, per protocolli semplici e standardizzati.

Adesso anche interamente tracciabili.

Senza compromessi.



COME FUNZIONA?

01

DETERGI



La sonda e il resto dell'ecografo con Tristel CLEAN

02

HLD



Disinfetta di alto livello con il DUO ULT

TRACCIA



Registra i dati del reprocessing con Tristel 3T tracciabilità digitale

Fai riferimento alle istruzioni per l'Uso per il protocollo completo.

Il Combination Pack contiene:

1 x Tristel CLEAN, 1 x DUO ULT, 1 x DRY WIPES

Codice Prodotto: TSL024701



SCAN HERE

Per approfondimenti su
Tristel ULT Combination Pack

Tristel™

Tristel Italia s.r.l.,
C.D. Colleoni, Palazzo Astrolabio
20864 Agrate Brianza (MB)
T 051 0014912 E infoitalia@tristel.com
W www.tristel.it

MKT-FLY-3598 - 07/JUL/2026 - VI