



**3T**

**Digitale traceerbaarheid voor  
de gezondheidszorg**



Over

# Het 3T-platform

3T biedt een alternatief voor het manueel borgingsproces, en is ontwikkeld als een volledig uitgerust cloud-based platform conform de huidige wetgeving.

De combinatie van een intuïtieve mobiele app tijdens de behandeling met een interactief webportaal, biedt gebruikers een onschatbare bron aan informatie tijdens de desinfectieprocedure.

3T begeleidt elke gebruiker tijdens de desinfectieprocedure en verzekert op die manier de kwaliteit bij de uitvoering ervan. Dit zorgt ervoor dat beheerders/administratoren en desinfectiepersoneel zich kunnen verzekeren dat ontsmetting op de gepaste tijdstippen plaatsvindt én dat gebruikers elke keer de exacte procedure volgen.

De gecombineerde gegevens van de desinfectieprocedures worden veilig opgeslagen in de cloud en zijn op elk gegeven moment terug te vinden op het webportaal, waar interactieve dashboards de beheerders in staat stellen op maat gemaakte rapporten te bekijken en delen. Deze kwalitatieve rapportering draagt bij om hoge kwaliteitsnormen en efficiëntie op alle afdelingen te handhaven.





Hoe het werkt

# Traceerbaarheid gedigitaliseerd

## Traceer - desinfectieprocedures traceren en vastleggen


Desinfectieprocedures eenvoudig en effectief traceren met de intuïtieve 3T mobiele app. Scan uw Tristel-producten met 3T en creëer een uniek bestand.

## Controleer - status van medische hulpmiddelen


Perfect voor steekproeven of formele audits van de desinfectiestatus van de medische hulpmiddelen in het ziekenhuis. 3T laat gebruikers toe snel een hulpmiddel te scannen om na te kijken wat de huidige status is en wat de laatste desinfectieprocedures waren.

## Evalueer - desinfectieprocedures


Dankzij 3T kunnen gebruikers met behulp van de mobiele app of het webportaal voltooide desinfectieprocedures evalueren via het desinfectielogboek. Dit logboek kan worden doorzocht en/of gefilterd om een beeld op maat te verkrijgen, waarmee gebruikers de gegevens naar wens kunnen analyseren.



Voorbeeld: Registreer



Voorbeeld: Controleer



Voorbeeld: Evalueer




## Kenmerken

# Beheer

Via een interactief webportaal biedt 3T organisatiebeheerders de autonomie om het platform eenvoudig en snel op te richten en te onderhouden voor huidige en toekomstige behoeften.

Alle elementen van het portaal zijn cloud-based en vanuit ieders comfort veilig toegankelijk, zonder bijkomende installatiesoftware geïnstalleerd hoeft te worden.



### ✓ Gebruikers

Het beheer van gebruikers zoals het toevoegen of wijzigen van nieuwe gebruikers is simpel en efficiënt opgezet, zodat beheerders dit eenvoudig zelf kunnen wijzigen.

### ✓ Medische hulpmiddelen

Voeg toe/bewerk en beheer de locatie van alle medische hulpmiddelen die door 3T worden verwerkt binnen het ziekenhuis. De Identificatiecodes van hulpmiddelen kunnen worden omgezet in QR-codes voor 'quick start'-scanning.

### ✓ Klinische afdelingen

Het beheer van klinische afdelingen is simpel. Segmenteer en superviseer een klinische afdeling door het configureren van de organisatie uit een lijst van afdelingen. Specifieke medische hulpmiddelen kunnen aan specifieke afdelingen worden gekoppeld.

### ✓ Productsystemen


Gebruik standaard Tristel-productsystemen of creëer compleet op maat gemaakte systemen die passen bij uw behoeften voor desinfectie van medische hulpmiddelen.



# Dashboards

De gegevens die in 3T geregistreerd worden, zijn van onschatbare waarde voor de kwaliteitsmedewerkers.

De dashboards bieden de leidinggevenden een eenvoudig overzicht van de gebruikersinteracties en hun gebruik van producten, medische hulpmiddelen en klinische instellingen om deze op een vriendelijke en efficiënte manier te visualiseren.



## ✓ Snelle statistieken

Snapshots van belangrijke informatie over het ziekenhuis en het algemene gebruik van 3T bekijken.

## ✓ Gebruiksgrafieken

Observeer trends met betrekking tot medische hulpmiddelen, desinfectiecyclussen en andere gegevens die door 3T worden vastgelegd.

## ✓ Auditlogboek

Controleer het gebruik van het platform via het auditlogboek, waarin alle 3T-activiteiten in het ziekenhuis worden vastgelegd - inclusief wijzigingen in desinfectiebestanden, gebruikers en hulpmiddelen.

## ✓ Gedetailleerde gegevens

Indien de snelle statistieken of gebruiksgrafieken niet gedetailleerd genoeg zijn, kunnen beheerders dieper in de data duiken om meer details te verkrijgen.





## Kenmerken

# Scanning

3T is ontworpen om de stappen en handmatige interacties rond gegevensregistratie tot een minimum te beperken. De mobiele app hanteert een 'scan first'-aanpak, waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om elk proces snel uit te voeren, vanaf de eerste aanmelding tot en met de productgegevens van de desinfectiecyclussen.

### ✓ **Verbinding met het ziekenhuis**

Voor het installeren van een bijkomend toestel, is enkel de QR code nodig die door het 3T portaal wordt gecreëerd en in enkele seconden verbonden is met de organisatie.

### ✓ **Gebruikersaanmelding**



Voor een gemakkelijke toegang kunnen gebruikers hun personeels-QR/barcode scannen om zich te identificeren op de mobiele app. Na deze identificatie is een viercijferige pincode nodig om het inloggen te voltooien.

### ✓ **Selectie hulpmiddel**

In drukke klinische omgevingen waar meerdere exemplaren van hetzelfde medische hulpmiddel beschikbaar zijn, kiest u simpelweg voor de 'scan first'-aanpak met behulp van de barcode/QR-code van het hulpmiddel of zoekt u het hulpmiddel in het logboek om het snel te vinden alvorens te registreren en de desinfectiecyclus te beginnen.

### ✓ **Productgegevens**

Elke scan van een Tristel product dat geschikt is voor 3T, zal alle relevante gegevens over de gebeurtenis registreren. Dit garandeert niet alleen dat bij elk medisch hulpmiddel het juiste product wordt gebruikt, maar ook dat het een geldige vervaldatum heeft.





## Kenmerken

# Lokalisatie

Aangezien Tristel-producten wereldwijd erkend en gebruikt worden, is 3T ontwikkeld om de regionale regelgeving na te leven en volledig maatwerk mogelijk te maken.

### ✓ Talen


Om het platform zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor iedereen, is elk deel van het webportaal en de mobiele app vertaald op gebruikersniveau. Dit betekent dat elke gebruiker in zijn profiel zijn voorkeurstaal kan instellen, die dan wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik.

### ✓ Servers

Om de hoogste serviceniveaus te kunnen bieden, beschikt 3T over talrijke cloud-serverlocaties wereldwijd. Dit zorgt er niet alleen voor dat gegevens worden opgeslagen in regio's met de juiste regelgeving, maar ook dat de snelheid van het platform optimaal en consistent is.

### ✓ Productgebruik

Om correct gebruik van Tristel-producten te ondersteunen (op organisatorisch, landelijk of regionaal niveau), kunnen specifieke en afzonderlijke elementen zoals contacttijd eenvoudig worden aangepast om ervoor te zorgen dat de logregistratie altijd overeenkomt met de gewenste procedurestappen.



\_\_\_ Wacht niet langer

# Neem contact met ons op

via uw Tristel Sales Team of:

- ✉ [belgium@tristel.com](mailto:belgium@tristel.com)
- ✉ [nederland@tristel.com](mailto:nederland@tristel.com)
- ✉ [3t@tristel.com](mailto:3t@tristel.com)

Voor meer informatie:



[3t.tristel.com](https://3t.tristel.com)

Ontwikkeld door: Tristel Solutions Ltd, Unit 1b, Lynx Business Park,  
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK