

Het Tristel Trio Wipes System is speciaal ontworpen om high-level desinfectie te bieden met een ongeëvenaarde reproduceerbaarheid en conformiteit.

Elk onderdeel van het systeem ondersteunt een gevalideerd, betrouwbaar en vereenvoudigd manueel desinfectieprotocol, waardoor risico's afnemen, medische hulpmiddelen veilig blijven en de voorbereiding op audits vergemakkelijkt wordt.

Waarom Trio? De belangrijkste voordelen

Gegarandeerde consistentie dankzij individueel verpakte doekjes

- Elk doekje bevat de exacte vereiste hoeveelheid chemisch product: **geen variatie tussen het eerste en het laatste doekje.**
- Voorkomt **kruisbesmetting** door te garanderen dat enkel het voorziene doekje wordt gebruikt.
- Maakt een echte validatie van het protocol mogelijk dankzij een **reproduceerbare en betrouwbare** procedure.

Voldoet aan alle verplichte eisen voor sporicide testen

- Trio is een high-level desinfectiemiddel waarvan de sporicide werking is aangetoond volgens de **EN 14885:2022** norm.
- Het voldoet aan alle verplichte testen die nodig zijn om een sporicide werking te claimen, **inclusief effectiviteit tegen twee soorten bacteriële sporen van het *Bacillus* geslacht.**
- Activiteit tegen ***C. difficile*** alleen volstaat niet om een bredere sporicide werking te garanderen.

Hoogwaardige doekjes om medische hulpmiddelen te beschermen

- Het zachte, niet-schurende materiaal voorkomt krassen en verlengt de levensduur van de medische hulpmiddelen.
- Door de lage absorptiecapaciteit van de doekjes wordt het product efficiënt op het oppervlak aangebracht in plaats van door het doekje geabsorbeerd.

Activatie van de chemie bij gebruik

- Chloordioxide wordt gegenereerd op het moment van gebruik, wat een maximale effectiviteit garandeert.
- De componenten worden gescheiden bewaard tot de activatie om de **houdbaarheid** (2 jaar) **te verlengen** en verlies van werkzaamheid/degradatie te voorkomen.
- Garandeert een **nauwkeurige, consistente en betrouwbare** dosering bij elk gebruik.

Bewezen materiaalcompatibiliteit door testen in reële omstandigheden

- **Getest en gevalideerd in echte klinische omgevingen.**
- Opgenomen in de onderhoudsrichtlijnen van fabrikanten, zodat de garantie behouden blijft bij schade.

Desinfectieschuim voor een volledige dekking van het hulpmiddel

- Dringt door tot in groeven en holtes die gewone, met vloeistof doordrenkte doekjes kunnen missen.
- De schuimstructuur zorgt ervoor dat het product netjes op zijn plaats blijft, gedurende de hele vereiste contacttijd.
- Omdat schuim niet afdruipt zoals een vloeistof, biedt het beter zicht en een betere hechting. Zo **vermijdt u verspilling en wordt de controle over de toepassing verbeterd.**

Een betrouwbare contacttijd

- Eén en dezelfde contacttijd voor alle micro-organismen maakt de **protocollen een stuk eenvoudiger.**
- Met 30 seconden is de **contacttijd kort en haalbaar**, terwijl het medisch hulpmiddel toch voldoende vochtig blijft gedurende de volledige contacttijd.
- Zo bent u zeker van een correcte high-level desinfectie.

Krachtige chemie: chloordioxide

- Werkt doeltreffend bij **veel lagere concentraties** (100 tot 200 ppm) dan waterstofperoxide of perzijnzuur.
- Effectief tegen **Humaan papillomavirus (HPV)**, en niet tegen het surogaatvirus SV40.
- Valt uiteen in water en zouten.
- Tristel Trio Wipes System is **niet geclassificeerd als gevaarlijk voor het aquatisch milieu** en heeft geen langdurige impact op het milieu.

Steriele spoelstap voor maximale zekerheid

- Voorkom herbesmetting na de desinfectie.
- Alleen een steriel doekje kan garanderen dat het hulpmiddel **schoon en gebruiksklaar blijft voor de volgende patiënt.**

Digitale traceerbaarheid met 3T

- Volledige digitale registraties verhogen de nauwkeurigheid en **voorkomen schrijffouten**.
- Directe toegang tot gegevens maakt het makkelijker om aan de regels te voldoen en audits voor te bereiden.
- Snelle identificatie van betrokken medische hulpmiddelen versterkt het **risicobeheer**.
- **Vermindert papierverbruik en opslagkosten.**

Tristel Trio Wipes System vermindert variaties, verlaagt klinische risico's, verlengt de levensduur van medische hulpmiddelen en garandeert volledige conformiteit ten opzichte van andere oplossingen. Daardoor is het een duurzame en kostenefficiënte keuze voor elke instelling die manuele high-level desinfectie wil standaardiseren.

**Voor meer informatie kan u contact opnemen met uw lokale
vertegenwoordiger, of een e-mail sturen naar:
Belgium@tristel.com of Nederland@tristel.com**